

ungültiges-Verfahren-seit-letzter-Überwachung
neues Verfahren, seit letzter Überwachung

Prüfgebiet: Klinische Chemie

Prüfart:
Aggregometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Thrombozytenfunktionstest	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Aggregometrie, turbidimetrische Aggregometrie	GE-PFA-039/S GE-LTABORN-062/B	Aggregationsprofiler PAP8	x		22.04.2024	15.12.2009 01.02.2023	täglich	1 Tag

Prüfart:
Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)) ^[Flex]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
5 -Hydroxyindolessigsäure, Homovanillinmandeläure, Vanillinmandelsäure	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-HIES, HVS-VANI-004/V	HPLC-Anlage	x		27.10.2025	15.12.2009	Montag/Mittwoch/Freitag	1 Tag
Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-ADREH,NORAH,DOPAH-007/W	HPLC-Anlage	x		12.05.2025	15.12.2009	2/Woche	1-5 Tage
Amiodaron, Desethylamiodaron	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-AMIO-DESE-012/Q	HPLC-Anlage	x		27.10.2025	15.12.2009	Mittwoch/Freitag/Samstag	1-3 Tage
Tricyclische Antidepressiva: Amitriptylin, Clomipramin, Norclomipramin, Desipramin, Doxepin, Nordoxepin , Imipramin. Maprotilin, Nortriptylin, Trimipramin,	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-TCA-024/S	HPLC-Anlage	x		12.11.2025	15.12.2009	Dienstag und Donnerstag	1-5 Tage
Kohlenhydratdefizientes Transferrin (CDT)	Serum	HPLC	AC-CDT-040/O	HPLC-Anlage	x		10.10.2025	15.12.2009	täglich	2 Tage
Homocystein	Homocystein-Spezialröhrchen, NaF-Plasma, EDTA-Plasma	HPLC/Fluoreszenzdetektor	AC-HOMOCY-011/V	HPLC-Anlage	x		02.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Metanephrin, Normetanephrin	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-METAH,NORMH-006/Q	HPLC-Anlage mit Elektrochemischen Detektor Model FC	x		29.04.2025	15.12.2009	Montag/Mittwoch/Freitag	1-3 Tage
Mycophenolsäure	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-MYCOP-054/M	HPLC-Anlage	x		27.10.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Vitamin A, Vitamin E	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-VITA-VITE-008/X	HPLC-Anlage	x		26.11.2024	15.12.2009	Montag/Mittwoch/Freitag	1-3 Tage

Prüfart:
Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (HPLC/MS-MS)) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Antidepressiva: (Citalopram, Desmethylcitalopram, Desmethylfluoxetin, Desmethylmirtazepin, Desmethylsertralin, Duloxetin, Escitaloparam, Fluoxetin, Fluvoxamin, Mirtazapin, Norescitalopram, O-Desmethylvenlafaxin, Paroxetin, Sertralin, Venlafaxin	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Antidepressiva-041/N	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		07.07.2026	21.12.2010	Montag/Mittwoch/Freitag	1-3 Tage

Antiepileptika: (10-OH-carbamazepin, Brivaracetam, Carbamazepin-epoxid, Ethosuximid, Felbamat, Gabapentin, Lacosamid, Lamotrigin, Levetiracetam, N-Desmethymesuximid, Oxcarbazepin, Perampanel, Phenobarbital, Phenytoin, Pregabalin, Primidon, Rufinamid, Stiripentol, Sultiam, Topiramat, Vigabatrin, Zonisamid,	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Antiepileptika_all_in_one-049/I	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		27.10.2025	15.06.2020	2x/Woche	1-4 Tage
Benzodiazepine: (Bromazepam, Chlordiazepoxid, Clobazam, Clonazepam, Desalkylflurazepam, Diazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Medazepam, Midazolam, Nitrazepam, Norclobazam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Tetrazepam,	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC_Benzodiazepine -LCMS-044/K	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		07.07.2026	01.08.2013	Dienstag/Donnerstag	1-4 Tage
Ethylglucoronid (ETG) und Ethylsulfat (ETS)	Urin	HPLC-MS/MS	AC-ETG-ETS-045/F-	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		02.04.2025	14.06.2016		
Flavinadenindinucleotid (FAD)	EDTA-Vollblut	HPLC MS/MS	AC-B2-050/C	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		29.04.2025	09.02.2022	wöchentlich	1-7 Tage
Metanephrine (3-Methoxytyramine, Metanephrin, Normetanephrin)	EDTA-Plasma	HPLC MS/MS	METANEFR-048/L	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		03.11.2025	08.09.2017	Donnerstag	1-7 Tage
Immunsuppressiva: (Ciclosporin A, Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus)	EDTA-Blut	HPLC MS/MS	AC-ImmunsuppressivaCS-052/E	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		06.01.2026	15.12.2009	täglich, einschließlich Samstag	1 Tag
Methylmalonsäure	Serum, EDTA-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Methylm_MMA-053/J	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		03.11.2025	19.02.2014	Dienstag/Donnerstag	1-4 Tage
Neuroleptika: (9-Hydroxy-Risperidon (Paliperidon), Amisulprid, Aripiprazol, Benperidol, Cariprazin, Chlorprotixen, Clozapin, Dehydroaripiprazol, Desmethylclozapin, Ethosuximid, Flupentixol, Fluphenazin, Haloperidol, Levomepromazin, Melperon, N-Desmethyloanzapin, Norclozapin, Norquetiapin, Olanzapin, Perazin, Pipamperon, Promethazin, Quetiapin, Risperidon , Zinrasidon , Zuclopenthixol)	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Neuroleptika-042/P	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		04.11.2025	01.08.2013	Montag/Mittwoch/Freitag	1-3 Tage
Olanzapin, Desmethyloanzapin	EDTA-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Neuroleptika-042/P	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		04.11.2025	01.08.2013	Montag/Mittwoch/Freitag	1-3 Tage
Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat, Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat)	Vollblut-EDTA	HPLC MS/MS	Vitamin B1-B6 im Vollblut-051/C	HPLC-Anlage mit Massenspektrometer	x		09.06.2023	02.01.2022	3x pro Woche	1-3 Tage

Prüfart:
Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Differentialbutbild absolut und %; Basophile, Eosinophile, Monozyten, Neutrophile	EDTA-Vollblut	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031	XN	x		003/26.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lymphozyten absolut und %	EDTA-Vollblut, Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031, HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	XN	x		003/26.05.2025 015/16.06.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Erythrozyten, Leukozyten	EDTA-Vollblut, Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031, HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	XN	x		003/26.05.2025 015/16.06.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Hämatokrit	EDTA-Vollblut	Impulshöhensummierung der Erythrozyten	HA-Bbgr-003/031	XN	x		003/26.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
MCH, MCHC, MCV, Red Cell Distribution Width (RDW)	EDTA-Vollblut	Rechenwert	HA-Bbgr-003/031	XN	x		003/26.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
MPV (Mitteres Plättchenvolumen)	EDTA-Vollblut	Streulichtmessung	HA-Bbgr-003/031	XN	x		003/26.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Mononukleäre Zellen %, Polymorphkernige Zellen %	Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	XN	x		003/26.05.2025 015/16.06.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Retikulozyten	EDTA-Vollblut	Bestimmung zytochemischer- zytometrischer Merkmale, Flowzytometrie mittels Halbleiterlaser	HA-Bbgr-003/031	XN	x		003/26.05.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
Thrombozyten	EDTA-Vollblut, Citratblut, Blut- Spezialrhrchen	Partikelzhlung	HA-Bbgr-003/031	XN	x		003/26.05.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag

Prfart:
Elektrochemische Untersuchungen ^[Flex B]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gert	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	letzte nderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Chlorid, Kalium, Natrium	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie	ISE-028/U	Cobas 8000	x		27.12.2023	15.12.2009	tglich	1 Tag

Prfart:
Elektrochemische Untersuchungen ^[Flex A]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gert	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	letzte nderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Natrium	Dialysatflssigkeit vor und nach der Dialyse	Potentiometrie	ISE-028/U	Cobas 8000	x		27.12.2023	15.12.2009	tglich	1 Tag

Prfart:
Elektrophorese ^[Flex B]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gert	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	letzte nderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
CK-Isoenzyme	Serum	Agarose-Elektrophorese	IM CK-ISO-016/K	Hydrasis	x		03.04.2025	15.12.2009	wchentlich	1-7 Tage
Eiweielektrophorese	Serum	Kapillarzonen elektro- phorese	IN-ELPHO-332/A	Nexus V8	x		25.03.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
Hb-Elektrophorese	EDTA-Blut	Kapillarzonen elektro- phorese	IN HBELEK300/T	MiniCap	x		12.02.2026	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Hb-Elektrophorese (saurer Puffer)	EDTA-Blut	Agarose-Elektrophorese	IM-HBELEK-011/O	Hydrasis	x		17.07.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Lipidelektrophorese	Serum	Agarose-Elektrophorese	IM-LiPI-015/Q	Hydrasis	x		03.04.2025	15.12.2009		

Prfart:
Ligandenassays ^[Flex B]
Chemilumineszenzimmoassay (CLIA), Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) ,
Enzymimmunoassay (EIA), kinetic interaction of microparticles in solution (KIMS) ,
Fluoreszenzimmoassay (FIA), Radioimmunoassay (RIA)

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gert	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	letzte nderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
1,25-(OH)2- Vitamin D3	Serum, Li-Heparin-, EDTA- Plasma	Enzymimmunoassay	IN-VITDCH-297/R	Liaison XL	x		28.08.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
17-OH-Progesteron	Serum	Radioimmunoassay	RI-PROG17-45/P	LB 2111 Multi Crystall Gamma- Counter	x		30.07.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
25-OH Vitamin D	Serum	CLIA	IN-VITD3-239/31	Liaison XL	x		28.06.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
Active B12 (Holotranscobalamin)	Serum	ECLIA	KL-HOLOTC-148/N	Cobas 8000	x		08.05.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
Adrenocorticopes Hormon (ACTH)	EDTA-Plasma	ECLIA	IN-ACTH-223/O	Cobas 8000	x		29.06.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Aldosteron	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	IN-ALDO-293/J	Liaison XL	x		20.06.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Aldosteron/Renin-Quotient	EDTA-Plasma	Rechenwert aus Aldosteron und Renin	IN-ALDO-293/J	Liaison XL	x		20.06.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Alpha-Fetoprotein	Fruchtwasser	CLIA	IN-AFP-241/Q	Liaison XL	x		21.11.2025	14.09.2011		
Alpha-Fetoprotein (AFP)	Serum, Li-Heparin-, EDTA- Plasma	ECLIA	IN-AFP-213/U	Cobas 8000	x		21.11.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
Amphetamine/ Metamphetamine	Urin	Enzymimmunoassay	KL-AMPH-087/U	Cobas 8000	x		31.01.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
Androstendion	Serum	CLIA	IN-ANDROS-328/O	Liaison XL	x		28.06.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
Anti-Mller-Hormon (AMH)	Serum	ECLIA	IN-AMH-296/T	Cobas 8000	x		03.04.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
Barbiturate	Urin	Enzymimmunoassay	KL-BARB-089/U	Cobas 8000	x		14.02.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
Benzodiazepine	Urin	Enzymimmunoassay	KL-BENZ-090/V	Cobas 8000	x		14.02.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag

β2-Mikroglobulin	Serum	CLIA	IN-BETA2-011/O	Liaison XL	x		16.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
β-CTx (β -C-terminales Telopeptid) (beta-CrossLaps)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-Cross-194/O	Cobas 8000	x		22.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
beta-HCG	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-HCG-208/N	Cobas 8000	x		07.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Beta-HCG, frei	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-HCGF-030/N	Kryptor Compact Plus	x		05.01.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-4 Tage
Buprenorphin	Urin	Enzymimmunoassay	KL-BUPREH-114/M	Cobas 8000	x		07.04.2022	15.12.2009		
CA 125	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CA125-001/N	Cobas 8000	x		22.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
CA 15-3	Serum	ECLIA	IN-CA15-002/L	Cobas 8000	x		23.07.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
CA 19-9	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CA19-003/M	Cobas 8000	x		18.07.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
CA 72-4	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CA72-004/L	Cobas 8000	x		02.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Calcitonin	Serum	CLIA	IN-CALCIT-285/T	Liaison XL	x		28.06.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Calprotectin	Stuhl	CLIA	IN-CALPRO-277/Q	Liaison XL	x		12.08.2025	14.03.2012	täglich	1 Tag
Cannabinoide	Urin	Enzymimmunoassay	KL-CANNAB-091/W	Cobas 8000	x		14.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Carbamazepin	Serum, Heparin-, EDTA-Plasma	KIMS	IN-CARB-373/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Carcino embryonales Antigen (CEA)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CEA-005/M	Cobas 8000	x		22.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Chromogranin A	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-CHROMO-088/I	Kryptor Compact Plus	x		21.11.2023	01.04.2014	wöchentlich	1-4 Tage
Cortisol	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma, Speichel	ECLIA	IN-CORT-034/R	Cobas 8000	x		23.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
C-Peptid	Serum	CLIA	IN-PEPT-331/B	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Cyfra 21-1	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CYFRA-006/L	Cobas 8000	x		02.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Diaminoxidase (DAO)	Serum	ELISA	IN-DAO-295/J	DSX	x		25.04.2025	21.08.2014	2x pro Woche	1-4 Tage
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEAS)	Serum	ECLIA	IN-DHEAS-136/O	Cobas 8000	x		29.06.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Digitoxin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-DIGI-100/T	Cobas 8000	x		17.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Digoxin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-DIGO-101/R	Cobas 8000	x		05.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Erythropoetin	Serum	ELISA	RIA-EPO-013/O	Apollo 11 Photometer 11-Photometer	x		22.08.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Ferritin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-FERR-131/X	Cobas 8000	x		18.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-FSH-036/O	Cobas 8000	x		29.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Folsäure	Serum, Li-Heparin-, EDTA- Plasma	ECLIA	KL-FOLS-132/Z	Cobas 8000	x		05.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
Humanes Epididymis Protein 4 (HE4)	Serum, Plasma	ECLIA	IN-HE4-308/D	Cobas 8000	x		02.10.2025	02.06.2017	täglich	1 Tag
IgF-1	Serum	CLIA	IN-IGF-288/M	Liaison XL	x		15.03.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Insulin	Serum	ECLIA	IN-INSU-137/R	Cobas 8000	x		23.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Kokainmetabolite	Urin	Enzymimmunoassay	KL-COCA-092/S	Cobas 8000	x		05.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
lösliche fms-ähnliche Tyrokinase-1 (sFlt-1)	Serum,	ECLIA	IN-sFLT-318/C	Cobas 8000	x		10.09.2025	05.03.2020	täglich	1 Tag
Luteinisierendes Hormon (LH)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-LH-035/L	Cobas 8000	x		09.09.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Methadon	Urin	Enzymimmunoassay	KL-METH-093/S	Cobas 8000	x		14.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Myoglobin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-MYOG-103/R	Cobas 8000	x		14.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Neurofilament-Leichtkettenprotein (NFL)	Serum	ECLIA	IN-NLFSE-381/A	Cobas 8000	x		12.08.2026	12.08.2026	2x pro Woche	1-4 Tage
Neuronspez. Enolase (NSE)	Serum, Liquor	ECLIA	IN-NSE-007/O	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
NT-ProBNP	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-BNP-102/V	Cobas 8000	x		18.06.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Opiate	Urin	Enzymimmunoassay	KL-OPIA-094/T	Cobas 8000	x		14.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Ostase	Serum	Enzymimmunassay	IN-OSTA-294/G	Liaison XL	x		28.06.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Östradiol	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-OEST-037/R	Cobas 8000	x		29.06.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
pankreatische Elastase	Stuhl	CLIA	IN-ELAS-168/Q	Liaison XL	x		25.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Parathormon (PTH)	EDTA-Plasma, Serum	ECLIA	IN-PTH-117/V	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Plasminogen-Inhibitor-Aktivität (PAI-1-Aktivität)	Citrat-Plasma	Immunoassay	GE-PAI-DYN-059/B	Dynatech-Reader	x		08.11.2018	08.11.2018	wöchentlich	1-7 Tage
plazentarer Wachstumsfaktor (PIGF)	Serum	ECLIA	IN-PIGF-319/C	Cobas 8000	x		10.09.2025	05.03.2020	täglich	1 Tag

Pregnancy-associated Plasmaprotein A (PAPP-A)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-PAPP-A-023/Q	Kryptor Compact Plus	x		12.03.2026	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Procalcitonin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-PROCAL-137/O	Cobas 8000	x		03.03.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Progesteron	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-PROG-040/N	Cobas 8000	x		19.09.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Prolaktin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-PROL-038/Q	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Prostata spezifisches Antigen (gesamt und frei)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-PSA-FPSA-153/A	Cobas 8000	x		25.07.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Protein S gesamt	Citratplasma	Enzymimmunoassay	GE-PROTS -G-035/M	Mikroplattenreader MR 5000	x		30.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	IN-RENIN-292/K	Liaison XL	x		28.06.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Sangtec 100 Protein (S100)	Serum	ECLIA	IN-S100-179/N	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
sexualhormonbindendes Globulin (SHBG)	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	IN-SHBG-180/P	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Squamus Cell Cacinoa Antigen (SCC)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-SCC-085/L	Kryptor Compact Plus	x		15.02.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
T3, frei	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-T3F-098/V	Cobas 8000	x		27.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
T4, frei	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-T4F-099/V	Cobas 8000	x		03.03.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Tartratesistente Saure Phosphatase (TRAP)	Serum	Enzymimmunoasay (Enzyme-linkedimmuno-absorbent-assay)	IN-TRAP-119/R	Immunomat	x		19.09.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Testosteron	Serum	ECLIA	IN-TEST-039/Q	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Testosteron, frei	Serum	Radioimmunoassay	RIA-TESF-003/J	LB 2111 Multi Crystall Gamma-Counter	x		30.07.2024	15.12.2009	2x pro Woche	1-4 Tage
Thymidin Kinase (TK)	Serum	CLIA	IN-THYMIID-290/O	Liaison XL	x		19.09.2024	15.12.2009		
Thyreoglobulin, einschließlich Wiederfindung	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-THYR-THYRW-009/U	Kryptor Plus	x		13.10.2025	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Tissue Polypeptid-Antigen (TPA)	Serum	CLIA	IN-TPA-287/Q	Liaison XL	x		23.12.2022	15.12.2009		
Infliximab frei	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	RI-INFLIX_091/I	DSX	x		03.04.2025	10.02.2017	wöchentlich	1-7 Tage
Troponin I	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KI-TROP1-152/A	Cobas 8000	x		01.07.2025	01.07.2025	täglich	1 Tag
Troponin T	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KI-TROPT-045/Z	Cobas 8000	x		17.07.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Tryptase	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-TRYPTA-076/J	UniCAP250	x		28.08.2025	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
TSH basal und TSH basal nach Stimulation mit TRH	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KI-TSH-046/Y	Cobas 8000	x		27.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
Valproinsäure	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Enzymimmunoassay	IN-VALP-370/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Vitamin B12	Serum	ECLIA	KL-B12-130/X	Cobas 8000	x		03.03.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Prüfart:
Ligandenassays ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Ferritin	Liquor	ECLIA	KL-FERR-131/X	Cobas 8000		x	18.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag

Prüfart:
Sedimentationsuntersuchungen ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG)	EDTA-Vollblut	Durchflussanalyse auf photometrischer Basis	HA-BSG_ALIFAX_022/H	ALIFAX	x		04.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag

Prüfart:
Mikroskopie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Zelldifferenzierung, einschließlich Fragementocyten	Ausstriche, EDTA-Vollblut, Knochenmark, Liquor, Peritonealdialysat, Pleuraerguss, Ascites, bronchoalveoläre Lavage	Färbung nach Pappenheim	HA-Diffman 002/T, HA-DIFF-LAV-006/J	Hellfeldmikroskop/ CellaVision DI-60	x		05.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Erythrozyten	Bronchiallavage	ohne Anfärbung (Neubauer-Zählkammer)	BG-BAL-018/M	Hellfeldmikroskop	x		04.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Esterase positive Zellen	EDTA-Vollblut, Ausstriche, Knochenmark	a-Naphthylacetat-Esterase-Färbung	HA-ESTERASE-023/I	Hellfeldmikroskop	x		12.02.2025	15.12.2009		1 Tag
Zellzählung (kernhaltige Zellen)	Bronchiallavage	ohne Anfärbung (Neubauer-Zählkammer)	BG-BAL-018/M	Hellfeldmikroskop	x		31.05.2017	15.12.2009	täglich	1 Tag
Kristalle	Synovialflüssigkeit	ohne Anfärbung	KL-KRIST-154/A	Polarisationsmikros-kopie	x		18.09.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Erythrozyten, Leukozyten	Liquor, Bodyfluids	ohne Anfärbung (Fuchs-Rosenthal-Kammer)	HA-Liquor manuell-017/M	Hellfeldmikroskop	x		05.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Perjodsäure-Schiff-Reaktion positive Zellen (PAS)	EDTA-Vollblut, Ausstriche, Knochenmark	Färbung n. PAS (Periodic-Acid Schiff)	Ha-PAS-012/H	Hellfeldmikroskop	x		12.02.2025	15.12.2009	1 Tag nach Probeneingang	1 Tag
Peroxidase-positive Zellen (POX)	EDTA-Vollblut, Ausstriche, Knochenmark	Färbung nach o-Tolidin (Dimethylbenzidin)	HA-POX_021/K	Hellfeldmikroskop	x		12.02.2025	15.12.2009	1 Tag nach Probeneingang	1 Tag
Sediment	Urin	ohne Anfärbung	KL-Harnstatus-116/W	Hellfeldmikroskop/ IRIS automatisierte Mikroskopie	x		06.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Nachweis von Speichereisen in Erythrozyten und Retikulumzellen, Siderophagen	EDTA-Vollblut, Knochenmark, Liquor	Berliner Blau-Färbung	Ha-EISF-013/L	Hellfeldmikroskop	x		12.02.2025	15.12.2009	1 Tag nach Probeneingang	1 Tag
Thrombozyten	EDTA-Vollblut, Citratblut	Neubauer-Zählkammer	Ha-Thrombo-010/I	Hellfeldmikroskop	x		04.04.2024	15.12.2009		

Prüfart:
Osmometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Osmolalität	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Kryoskopie	AC-OSMO-023/Q	Osmometer OM 819 Vogel	x		06.11.2025	15.12.2009	Montag/Mittwoch/Freitag	1-3 Tage

Prüfart:
Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Harnteststreifen: Ascorbinsäure, Bilirubin, Blut, Eiweiß, Glucose, Keton, Nitrit, spezifisches Gewicht, pH	Urin	mit Hilfe von Reagenzträgern	KL-Harnstatus-116/W	entfällt	x		06.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Blei	EDTA-Vollblut,	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-BLEI-013/P	Graffiti 280 Z AA “		x	27.10.2025	15.12.2009	Mittwoch	1 Tag
Kupfer	Serum	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZinkKupferSerum-055/B	ContrAA 800F		x	28.04.2025	15.12.2009	Montag/Donnerstag	1-4 Tage
Kupfer	Urin	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-KUPFH-016/R	Graffiti 280 Z AA “		x	29.04.2025	15.12.2009	Dienstag/Freitag	1 Tag
Magnesium	Urin	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-MG-018/S	NovAA ® 350		x	05.05.2025	15.12.2009		
Magnesium	Serum, EDTA-Plasma	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZN+MG Ery-056/A	ContrAA 800F		x	28.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Magnesium im Erythrozyten (Berechnung)	EDTA-Vollblut, EDTA-Plasma	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZN+MG Ery-056/A	ContrAA 800F		x	28.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Quecksilber	EDTA-Vollblut, Harn, Serum, Speichel	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-QUEC-005/P	NovAA ® 350 plus Hydridsystem HS 55 A		x	12.11.2025	15.12.2009	Dienstag	1 Tag
Selen	Serum	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-SELEN-014/N	Graffiti 280 Z AA “		x	02.04.2025	15.12.2009	täglich	2 Tage
Zink	Serum, Urin	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZINK-021/X-Urin AC-ZinkKupferSerum-055/B Serum	NovAA ® 350 ContrAA 800F		x	021/29.04.2025 055/28.05.2025	15.12.2009	Montag/Mittwoch/ Donnerstag/Freitag	1-2 Tage
Zink im Erythrozyten	EDTA-Vollblut	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZN+MG Ery-056/A	ContrAA 800F		x	28.04.2025	15.12.2009	Montag/Mittwoch/ Donnerstag/Freitag	1-2 Tage

Prüfart:
Spektrometrie (Nephelometrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
α1-Antitrypsin	Serum, Plasma	Nephelometrisch	IN-ANTITR-021/M	Atellica neph 630	x		19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
α1-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrisch	IN-MIKRH-176/K	Atellica neph 630	x		30.01.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
α2-Makroglobulin	Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-MAKROH-178/M	Atellica neph 630	x		30.01.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Albumin, einschließlich Berechnung des Serum/Liquorquotienten und Interpretation nach Reiber bei Einsendung von Serum/Liquorpaaren	Serum, Plasma, Liquor	Nephelometrisch	IN-ALBUL_299/W	Atellica neph 630	x		16.04.2024	15.12.2009	Montag/Mittwoch/Freitag	1-3 Tage
Antistreptokokken-DNase B	Serum	Nephelometrisch	IN-STREDN-028/O	Atellica neph 630	x		10.09.2025	15.12.2009	wöchentlich	1 Tag
Antithrombin-Konzentration	Citratplasma	Nephelometrisch	IN-AT3K-187/K	Atellica neph 630	x		13.02.2024	15.12.2009	wöchentlich	1 Tag
Apolipoprotein B	Serum	Nephelometrisch	IN-APOB-333/A	Atellica neph 630	x		19.05.2025	26.05.2025	Dienstag/Donnerstag	1-4 Tage
C1-Esterase-Inhibitor-Konzentration	Citratplasma, Serum	Nephelometrisch	IN-C1P-225/H	Atellica neph 630	x		14.08.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
α2-Coeruloplasmin	Serum, Heparin-Plasma	Nephelometrisch	IN-COER-203/H	Atellica neph 630	x		03.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Haptoglobin	Serum	Nephelometrisch	IN-HAPTO-013/N	Cobas 8000	x		10.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Serum Amyloid A	Serum	Nephelometrisch	IN-SAA-0322/C	Atellica neph 630	x		15.02.2024	26.03.2020	täglich	1 Tag
Transferrin	Urin	Nephelometrisch	IN-TFR-Urin-313/C	Atellica neph 630	x		22.08.2024	21.11.2018		1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Aethylalkohol	Serum,, Li-Heparin-, Na-Fluorid-Plasma Urin	enzymatischer Test	IN-ALKO-369/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Alkalische Phosphatase	Serum, Li-Heparin-Plasma	IFCC	KI-AP-006/S	Cobas 8000	x		07.01.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Alpha-Amylase	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	IFCC	KI-AMYS-004/V	Cobas 8000	x		13.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Alpha-Amylase	Punktat	IFCC	KI-AMYS-004/V	Cobas 8000		x	13.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Alpha-HBDH	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer UV-Test	IN-HBDH-372/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Ammoniak	EDTA-Plasma	enzymatischer Test	IN-AMMO-368/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Angiotensin-Converting Enzyme (ACE)	Serum, Li-Heparin- Plasma	Photometrie	KL-ACE-085/P	Cobas 8000	x		31.01.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
anorganischer Phosphor	Serum, Urin,	Molybdate-Reaktion	KI-ANPH-005/X	Cobas 8000	x		18.03.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Antithrombin-Aktivität	Citratplasma	kinetischer Farbtest	AT3-057/D	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		02.09.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
aktivierte Protein C-Resistenz (APCR)	Citratplasma	photooptische Messung	GE-APCR-040/I	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		24.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Apixaban (funktionell)	Citratplasma	Chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		30.04.2024	08.05.2015	täglich	1 Tag
Bicarbonat	Serum, Li-Heparin- Plasma	enzymatischer Test	IN-BICARB-375/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	01.03.2010	täglich	1 Tag
Bilirubin	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-BILI-007/U	Cobas 8000	x		14.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Bilirubin direkt	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-BI-D-034/Q	Cobas 8000	x		19.11.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
C1 Esterase-Inhibitor-Aktivität	Citratplasma	kinetischer Test	GE-C1A-042/G	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		06.05.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Calcium	Serum, Urin	Photometrie	KI-CA-009/X	Cobas 8000	x		08.01.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Calcium	Dialysatflüssigkeit vor und nach der Analyse	Photometrie	KI-CA-009/X	Cobas 8000		x	08.01.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Cholesterin	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-CHOL-011/O	Cobas 8000	x		13.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Cholesterin	Punktat	enzymatischer Farbtest	KI-CHOL-011/O	Cobas 8000		x	13.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Cholinesterase	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-CHE-010/Q	Cobas 8000	x		13.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
CK-MB	Serum	immunologischer UV-Test mit Inhibierung der CK-M	KI-CK-MB-013/T	Cobas 8000	x		14.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
CK-nac-akt.	Serum	IFCC	KI-CK-012/R	Cobas 8000	x		14.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Dabigatran (funktionell)	Citratplasma	photooptische Messung	GE-DABI-055/G	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		06.05.2024	01.02.2012		1 Tag
Eisen	Serum, Li-Heparin- Plasma	Farbtest	KI-FE-015/P	Cobas 8000	x		05.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Faktor 5	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FA5-FA7-065/A	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		30.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Faktor 7										
Faktor 8	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FA8-FA9-064/A	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		10.04.2017	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Faktor 9										
Faktor 8 chromogen	Citratplasma	Chromogener Test	GE-FA8-041-J	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		041/ 30.04.2024	17.02.2020	wöchentlich	1-7 Tage
Faktor 13	Citratplasma	enzymatischer Test	GE-FA13-18/J	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		24.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Fibrinogen	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FIB-050/I	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		02.09.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Fondaparinux	Citratplasma	Chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		30.04.2024	01.02.2012	taggleich bei Probeneingang	1 Tag
Gallensäuren	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-GALLS-119/I	Cobas 8000	x		24.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Gamma-GT	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	KI-GGT-019/Q	Cobas 8000	x		16.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Gesamt-Eiweiß	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-G.El-016/Q	Cobas 8000	x		24.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Gesamt-Eiweiß	Punktat, Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	Farbtest	KI-G.EI-016/Q	Cobas 8000		x	24.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
GLDH	Serum, Li-Heparin-Plasma,	Photometrie	KI-GLDH-374/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Glucose	Serum, Na-Fluorid, Fluorid-Citrat- Plasma,	Hexokinase/G6P-DH	KI-BZ-008/33	Cobas 8000	x		13.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Glucose	Liquor	Hexokinase/G6P-DH	IN-GLUKOL-366/32	Cobas 8000	x		17.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Glucose	Punktat, Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	Hexokinase/G6P-DH	KI-BZ-008/33	Cobas 8000		x	13.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
GOT (ASAT)	Serum, Li-Heparin-Plasma	IFCC mit Pyridoxalphosphat	KI-GOT-017/S	Cobas 8000	x		19.01.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
GPT (ALAT)	Serum, Li-Heparin-Plasma	IFCC mit Pyridoxalphosphat	KI-GPT-018/Q	Cobas 8000	x		27.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
Hämoglobin	EDTA-Vollblut	Spektralphotometrie	HA-Bbgr-003/031	XN	x		26.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Harnsäure	Serum, Urin	enzymatischer Test	KI-HS-022/P	Cobas 8000	x		14.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Harnsäure	Punktat	enzymatischer Test	KI-HS-022/P	Cobas 8000		x	14.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Harnstoff	Serum, Li-Heparin-Plasma	kinetischer UV-Test	KI-HST-023/U	Cobas 8000	x		09.09.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Harnstoff	Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	kinetischer UV-Test	KI-HST-023/U	Cobas 8000		x	09.09.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
HDL (High density Lipoprotein)	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-HDL-021/Q	Cobas 8000	x		15.01.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Hemmkörper Faktor 8, quantitativ	Citratplasma	photooptische Messung	GE-HEMMT8-016/K	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		09.02.2026	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Hemmkörper Faktor 9, quantitativ	Citratplasma	photooptische Messung	GE-HEMMT9-19/I	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		06.05.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Hemmkörper Quick qualitativ	Citratplasma	photooptische Messung	GE-HEMMQuick-024/H	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		06.05.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Heparin (niedermolekular)	Citratplasma	chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		30.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Kreatinin	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	KI-KREA-014/X	Cobas 8000	x		22.04.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Kreatinin	Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	Photometrie	KI-KREA-014/X	Cobas 8000		x	22.04.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lactat	Na-Fluorid-Plasma, Liquor	Photometrie	IN-LAKT-371/A	Cobas 8000	x		26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lactat	Punktat	Photometrie	IN-LAKT-371/A	Cobas 8000		x	26.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
LDH	Serum, Plasma, Liquor	IFCC	KI-LDH-024/R	Cobas 8000	x		24.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
LDH	Punktat	IFCC	KI-LDH-024/R	Cobas 8000		x	24.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
LDL (Low Densitiy Lipoprotein)	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KL-LDL-104/Q	Cobas 8000	x		07.01.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lipase	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-LIPA-025/S	Cobas 8000	x		26.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lithium	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	KI-LI-120/I	Cobas 8000			29.05.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lupus Antikoagulans	Citratplasma	photooptische Messung	GE-LUPUS-046/K	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		29.06.2016	15.12.2009	täglich	1 Tag
Magnesium	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KL-MAGN-149/R	Cobas 8000	x		24.02.2025	02.09.2020	täglich	1 Tag
Protein C-Aktivität	Citratplasma	kinetischer Test	GE-PROCAK-033/H	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		24.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Protein S-Aktivität	Citratplasma	photooptische Messung	GE-PROTSA-034/K	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		24.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Serumindices	Serum, Li-Heparin-, Na-Heparin-EDTA-, Na-Fluorid-, Fluorid-Citrat-Plasma	Photometrie	KL-SI2_Seum_Index_135/C IN-SI2_Seum_Index_367/A	Cobas 8000	x		135/03.03.2025 367/14.04.2026	28.03.2017	täglich	1 Tag
Rivaroxaban (funktionell)	Citratplasma	Chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		30.04.2024	01.02.2012	tagleich bei Probeneingang	1 Tag
Thrombinzeit	Citratplasma	photooptische Messung	GE-TZ-051/I	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		09.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Thromboplastinzeit, einschließlich INR	Citratplasma	photooptische Messung	TPZ-INR_052/K	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		02.09.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Triglyceride	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Test	KI-TRI-027/V	Cobas 8000	x		29.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
Triglyceride	Punktat	enzymatischer Test	KI-TRI-027/V	Cobas 8000		x	29.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag

Prüfart:

Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Albumin	Serum, Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Turbidimetrisch	KL-ALB-002/28	Cobas 8000	x		13.10.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
Partielle Thromboplastinzeit	Citratplasma	Photometrie	PTT SynthAFax-044/M/GE-PTT_53/J	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		044/02.09.2024 053/02.09.2024	044/15.12.2009 053/26.05.2014	täglich	1 Tag
Antistreptolysin O (ASL)	Serum	Turbidimetrisch	KI-ASL-031/S	Cobas 8000	x		28.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
C-reaktives Protein (CRP)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-CRP-032/U	Cobas 8000	x		06.01.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Cystatin C	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KL-CYSTAT-127/L	Cobas 8000	x		28.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
D-Dimere (Fibrinspaltprodukte)	Citratplasma	Turbidimetrisch	GE-DIMER-049/L	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		24.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Emicizumab	Citratplasma	Photometrie	GE.EMICI-060/B	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		06.05.2024	15.04.2019	tagleich bei Probeneingang	1 Tag
Gesamteiweiß	Urin	Turbidimetrisch	KI-EIWEH-118/W	Cobas 8000	x		18.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag

Gesamteiweiß	Serum, Liquor	Turbidimetrisch	IN-EIWEIL-EIWEILS-367/B	Cobas 8000	x		13.03.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Hämoglobin im Stuhl	Stuhl	Turbidimetrisch	BA-PV-353/D	QC Sensor	x		05.12.2025	06.06.2017	täglich	1 Tag
HbA1c	EDTA-Vollblut	Immunturbidimetrisch	HA-Hba1C-011/W	Cobas C513	*		17.07.2025	01.09.2014	täglich	1 Tag
Hemmkörper PTT qualitativ	Citratplasma	Turbidimetrie	GE-HEMMQPTT-020/I	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		06.05.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Lipoprotein (a) [Lp(a)]	Serum	Turbidimetrisch	KL-LIPOA-129/S	Cobas 8000			07.01.2025	17.10.2013	täglich	1 Tag
löslicher Transferrinrezeptor und Thomasplot	Serum, Li-Heparin- Plasma	Turbidimetrisch	KL-TFR-136/K	Cobas 8000	x		03.03.2025	14.12.2018	täglich	1 Tag
Partielle Thromboplastinzeit	Citratplasma	Turbidimetrie	GE-PTT-044/M, GE-PTT2-053/J	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		044/02.09.2024 053/ 02.09.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Protein S frei	Citratplasma	Turbidimetrisch	GE-PROTS-F-056/L	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		24.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
von Willebrand-Faktor-Aktivität	Citratplasma	Turbidimetrie	GE-RISTO-036/N	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		17.07.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Transferrin	Serum	Turbidimetrisch	KL-TRAN-052/M	Cobas 8000	x		03.03.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
von Willebrand-Faktor-Antigen	Citratplasma	Turbidimetrisch	GE-WILLE-010/M	ACL TOP 550, ACL TOP 750	x		29.07.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage

Prüfart:
Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie) ohne Flexibilisierung ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	letzte Änderung-Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Albumin	Punktat	Turbidimetrisch	KL-ALB-002/28	Cobas 8000		x	24.11.2024	15.12.2009		1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (Reflektometrie / Träger gebundene Untersuchungsverfahren) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Ascorbinsäure, Bilirubin, Blut, Eiweiß, Glucose, Keton, Nitrit, spezifisches Gewicht, pH	Urin	mit Hilfe von Reagenzträgern	KL-Harnstatus-116/W	Velocity	x		06.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Prüfgebiet: Immunologie

Prüfart:
Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
B-Lymphom-Diagnostik einschließlich CD19/CD20	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-Lymphom-Diagnose-025/Q	XF-1600		x	30.09.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Bestimmung von intrazytoplasmatischen Kappa und Lambda										
Lymphozytendifferenzierung	Bronchiallavage	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-BAL-018/M	XF-1600		x	04.11.2025	15.12.2009	taggleich bei Probeneingang	1 Tag
Lymphozytenstatus groß und klein	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-Immunstatus Multi-027/U	XF-1600		x	02.10.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Prüfart:
Elektrophorese ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Kappa-Leichtketten frei	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Kappa-Leichtketten gesamt	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lambda-Leichtketten frei	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lambda-Leichtketten gesamt	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
IgG	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
IgA	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
IgM	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag

IgD	Serum	Immunfixationselektrophor ese	IN -IMMU-012/V	Hydrasis	x		012/19.07.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
IgE	Serum, Urin	Immunfixationselektrophor ese	IN -IMMU-012/V/IMMUH- 013/U	Hydrasis	x		012/19.07.2024 013/19.07.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag

Prfart:
Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Megre)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gert	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	letzte nderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Antikrper gegen cyclisches citrulliniertes Peptid (CCP IgG)	Serum	ECLIA	KL-CCP-151/P	Cobas 8000	x		16.05.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
AAK gegen dsDNA	Serum	CLIA	IN-DNA-231/N	BioFlash	x		13.08.2024	12.07.2017	tglich	1 Tag
Anti-dense fine speckled-Antikrper (DFS70-AK)	Serum	CLIA	IN-DFS70-326/D	BioFlash	x		13.08.2024	20.01.2021	wchentlich	1-7 Tage
AAK gegen extrahierbare nuklere Antigene (IgG) (ENA) folgende werden erfasst: nRNP/SM, Sm, SS-A, RO-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENPB, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, rib. P-Protein, AMA- A22	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	Immunoblot	IM-ANA-Euroline 160/T	EUROBlotOne	x		28.07.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen extrahierbare Nuklere Antigene (ENA) Screening Test (dsDNA, Sm/RNP, Ro52, SS-B, Scl-70, Zentromer, Mi-2, KU, ThTo, RNA, PolIII, PM/Scl, PCNA, Jo-1, Rib-P- Protein)	Serum	CLIA	ENA (CTD)-140/P	BioFlash	x		13.08.2024	24.07.2017	2x/Woche	1-4 Tage
Ganglioside-IgG- und IgM-AK	Serum, Liquor	Immunoblot	IM-GANGLI-004/O	CanoScan LIDE 400	x		18.09.2025	17.10.2025	wchentlich	1-7 Tage
AAK glomerulre Basalmembran	Serum	CLIA	IN-GBM-311/O	BioFlash	x		13.08.2024	14.07.2017	tglich	1 Tag
AK gegen Anti-Heparin /PF4 (IgG)	Serum	Immunoassay	BG-HIT-023/S	visuell	x		15.07.2024	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Rduktase (HMGCR)	Serum	CLIA	HMGCR-325/C	BioFlash	x		30.12.2022	08.10.2020	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Leberspez. Antigene-Euroline (AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gb210, LKM-1, LC-1, SLA/I/P und Ro52))	Serum, EDTA , Citrat , Heparin-Plasma	Immunoblot	IM-Leberblot-008/P	EUROBlotOne	x		23.07.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Myeloperoxidase	Serum	CLIA	IN-MPO-229/F	BioFlash	x		13.08.2024	05.05.2017	tglich	1 Tag
AAK gegen Proteinase 3	Serum	CLIA	In-PR3-306/D	BioFlash	x		13.08.2024	05.05.2017	tglich	1 Tag
AAK gegen Myositis Antigene Mi-2, Mi-2, TIF1, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PMscl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	Immunoblot	IN-Myositis-325/F und IN-Myositis 4-321/F	EUROBlotOne	x		325/28.07.2026 321/28.07.2026	325/22.07.2016 321/26.03.2020	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen neuronale Antigene (Amphiphysin, CV2, PNMA2, (Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, Recoverin, SOX1, Titin, TR, ZINKF	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma, Liquor	Immunoblot	IM-neuronale-Antigene-Blot-324/N	EUROBlotOne	x		28.07.2026	15.12.2009	wchentlich	1-7 Tage
AAK gegen Systemsklerose-Antigene (Scl-70, CA,CB,RP11, RP155, Fib, NOR90, Th/Th, Ku, PM-100, PM-75, PDGER, Ro-52)	Serum	Immunoblot	IM-Sklero-Blot-320/E	EUROBlotOne	x		28.07.2026	13.04.2021	wchentlich	1-7 Tage
Acetylcholinrezeptor-AAK	Serum, Heparin , EDTA-Plasma	Radiorezeptorassay	RI-ACR-027/T	LB 2111 Multi Crystall Gamma-Counter	x		20.08.2024	15.12.2009	wchentlich	1-7 Tage
Allergiespez. IgE RAST Allergene	Serum, Heparin , EDTA-Plasma	Fluoreszenzenzymimmunoassay	RI-RAST-IgE036/S	UniCap250	x		25.05.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag
Anti IA2 (Autoantikrper gegen Tyrosin-Phosphatase) IgG	Serum	Enzymimmunoassay	IA2_091/G	Apollo 11 Photometer	x		27.08.2024	06.03.2015	2x/Woche	1-4 Tage
AK gegen TNF-a-b Infliximab-AK	Serum	ELISA	RI-INFLIXAK_92/K	DSX	x		03.01.2023	10.03.2017	wchentlich	1-7 Tage
2-Glykoprotein IgG- und IgM-AK	Serum	CLIA	IN-BETAGL-BETAGM-226/M	BioFlash	x		13.08.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
C1q-IgG-zirkulierende Immunkomplexe	Serum	Enzymimmunoassay	IN-C1Q-148/P	Immunomat	x		13.08.2024	15.12.2009		
C3d-IgG-zirkulierende Immunkomplexe	Serum	Enzymimmunoassay	IN-C3D-189/N	Immunomat	x		13.08.2024	15.12.2009		
Calcium-Kanal-AL (Lems)	Serum	Radiorezeptorassay	RI-CALKAP-096/F	LB 2111 Multi Crystall Gamma-Counter	x		13.08.2024	17.01.2020	wchentlich	1-7 Tage
Cardiolipin-IgG- und IgM-AK	Serum	CLIA	IN-CARG-CARM 144/U	BioFlash	x		13.08.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
GAD-Antikrper (Glutamat- Decarboxylase)	Serum	Immunradiometrischer Assay	RI-GAD-018/O	Multi-Kristall Gammazhler LB2111	x		13.08.2024	15.12.2009	wchentlich	1-7 Tage
Gliadin-IgA- und IgG-AK	Serum	Enzymimmunoassay	IN-GLIA-GLIG-141/S	BioFlash	x		13.08.2024	15.12.2009	tglich	1 Tag
IgE	Serum, Li-Heparin , EDTA-Plasma	ECLIA	IN-IGE-032/N	Cobas 8000	x		09.09.2025	15.12.2009	tglich	1 Tag

Kalium-Kanal-AK (VGKC)	Serum	Radiorezeptorassay	RI-KALKANLS-095/E	LB 2111 Multi Crystall Gamma-Counter	x		13.08.2024	17.01.2020	wöchentlich	1-7 Tage
mikrosomale TPO AAK (MAK)	Serum	ECLIA	IN-MAK-236/R	Cobas 8000	x		09.09.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Thyreoglobulin AAK (TAK)	Serum	ECLIA	IN-TAK-237/L	Cobas 8000	x		10.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Thyreidea Rezeptor AAK (TRAK)	Serum	ECLIA	IN-TRAK-238/R	Cobas 8000	x		28.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Transglutaminase-IgA-und IgG-AK	Serum	CLIA	IN-TRANSG-TRANSAG-142/P	BioFlash	x		24.02.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
AAK gegen Actin	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ANA-001/U	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
AAK gegen Aquaporin 4	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma, Liquor	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AQUAPOR-035/F	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	20.07.2018	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Granulozytenzytoplasma (cANCA, pANCA)	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-pANCA-cANCA-020/T	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
AAK gegen Centromere Proteine	Serum, EDTA , Citrat , Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ANA-001/U	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
AAK gegen Doppelstrang DNS (Crithdientest)	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-DNSCRI-017/M	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		28.07.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Gefäßendothel	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AMA-022/T	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
AAK gegen glatte Muskulatur (ASMA)	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ASMA-018/O	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Inselzellen	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-INSE-024/Q	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Intrinsic Faktor	Serum, EDTA , Citrat , Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-Intrinsicfaktor-PCA-033/D	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop			28.07.2026	28.03.2019	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen neuronale Antigene (Hu, Ri, Yo, PCA, TR (DNER), ANNA-3)	Serum, Li-Heparin-Plasma, Liquor	indirekte Immunfluoreszenz	IM-neuronale-Antigene-023/O	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)	Serum, Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-MOG-IFT-032/G	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2028	20.07.2018	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)	Liquor	indirekte Immunfluoreszenz	IM-MOG-IFT-032/G	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop		x	22.08.2026	20.07.2018	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Parietalzellen (PCA)	Serum, Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-PCA-025/N	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		28.07.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Anti-Phospholipase A2-Rezeptor (PLA2R)	Serum, Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-PHOSA2_THSD7A_034/E	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		28.07.2026	08.01.2020	2x/Woche	1-4 Tage
Thrombospondin Type-1 Domain-containing Protein 7A (THSD7A)	Serum, Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-PHOSA2_THSD7A_034/E	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		28.07.2026	08.01.2020	2x/Woche	1-4 Tage
AAK gegen Tubuläre Basalmembran	Serum, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AMA-022/S	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		16.03.2020	15.12.2009	täglich	1 Tag
AAK gegen Zellkerne (ANA)	Serum, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ANA-001/T	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		20.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
AAK Mitochondrien (AMA)	Serum, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AMA-022/S	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		20.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
AAK gegen Endomysium IgA	Serum, Li-Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ENDOMY-031/G	Sprinter, Immunfluoreszenz-mikroskop	x		22.07.2026	02.09.2014	2x/Woche	1-4 Tage

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
C3c-Komplement	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Nephelometrisch	IN-C3-026/K	Atellica neph 630	x		10.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
C4-Komplement	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Nephelometrisch	IN-C4-027/L	Atellica neph 630	x		25.03.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Freie Leichtketten Kappa	Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-KAPPAS_LAMBDAS_030/O IN-KAPPAH-LAMDAH-Ratio-224/M	Atellica neph 630	x		030/19.08.2024 224/19.08.2024	15.12.2009	Serum 3x/Woche Urin täglich	Serum 1-3 Tage Urin 1 Tag
Freie leichtketten Lambda	Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-KAPPAS_LAMBDAS_030/O IN-KAPPAH-LAMDAH-Ratio-224/M	Atellica neph 630	x		030/19.08.2024 224/19.08.2024	15.12.2009	Serum 3x/Woche Urin täglich	Serum 1-3 Tage Urin 1 Tag

IgA, einschließlich Berechnung des Serum/Liquorquotienten und Interpretation nach Reiber	Liquor, Serum	Nephelometrisch	IN-IGAL-018/N	Atellica neph 630	x		16.04.2024	15.12.2009	3x/Woche	1-3 Tage
IgG, einschließlich Berechnung des Serum/Liquorquotienten und Interpretation nach Reiber	Liquor, Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-IGG-014/P	Atellica neph 630	x		16.04.2024	15.12.2009	3x/Woche	1-3 Tage
IgG-Subklassen (1-4)	Serum, EDTA , Li-Heparin-Plasma	Nephelometrisch	IN-Ig-Subklassen-125/T	Atellica neph 630	x		19.07.2024	15.12.2009	2x/Woche	1-3 Tage
IgM, einschließlich Berechnung des Serum/Liquorquotienten und Interpretation nach Reiber	Liquor, Serum	Nephelometrisch	IN-IGML-017/O, IGMLS-310-C	Atellica neph 630	x		017/ 30.01.2025 310/26.08.2024	017/15.12.2009 310/15.08.2017	3x/Woche	1-3 Tage

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
IgA	Serum, Li-Heparin , EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-IGA-051/N	Cobas 8000	x		22.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
IgG	Serum, Li-Heparin , EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-IGG-049/O	Cobas 8000	x		22.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
IgM	Serum, Li-Heparin , EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-IGM-050/P	Cobas 8000	x		22.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Rheumafaktor	Serum, Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrisch	KI-RF-033/L	Cobas 8000	x		07.01.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag

Untersuchungsart:
Zellfunktionsteste ^[FlexB]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Allergiediagnostik (Arzneimittel, Insektengifte)	EDTA-Blut	Funktionsprüfung nach zellulärer Antigenstimulation (CD63)	BG-CD63-026/M	XF-1600	x		28.10.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Freisetzung von IFN γ nach Stimulation mit Antigenen von M. tuberculosis	Li-Heparin-Plasma	Zytokinfreisetzung, Messung Zytokin mittels CIA	IN-TBC-317/R	Liaison XL	x		06.08.2024	15.12.2009	täglich	2 Tage

Prüfgebiet: Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) ^[Flex C]

Indikation und Analyt (Gen/E/Variante/N)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
V. a. genetisch bedingte Hyperlipidämie. Nachweis der häufigsten Apolipoprotein E (ApoE, NM_000041.4) Allele (ϵ 2, ϵ 3, ϵ 4). ϵ 3 (Wildtyp): c.334T, c.472C. ϵ 2: c.334T, c.472C>T. ϵ 4: c.334T>C, c.472C.	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotinmarkierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-APOE-0106/B	LightCycler z480	x		05.07.2023	15.12.2009	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V. a. genetisch bedingte Thrombophilie. Faktor II-Mutation (c.20210G>A; c.*97G>A; rs1799963) in der 3'UTR des F2-Gens (Prothrombin; NM_000506.5)	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden, Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	MB-FA5+2-086/B	LightCycler z480	x		30.06.2023	15.12.2009	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage

V. a. genetisch bedingte Blutgerinnungsstörung. Faktor V-Leiden-Mutation (c.1691G>A, p.Arg506Gln, rs6025) im F5-Gen (RefSeq NM_000130.5)	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden, Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	MB-FA5+2-086/B	LightCycler z480	x		30.06.2023	15.12.2009	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V. a. familiäres Mittelmeerfieber (FMF).- MEFV-Gen (RefSeq: NM_000243.3);- PCR- und Sanger-Sequenzierung der kodierenden Bereiche (Exon 1-10) einschließlich der Intron-Exon-Übergänge. Nach heutigem Kenntnisstand werden sämtliche pathogenen Sequenzvariationen innerhalb der codierenden DNA-Abschnitte des MEFV-Gens überprüft.-	EDTA-Blut	PCR, Sanger-Sequenzierung	MB-MEFV_GEN-079/G	Genetic Analyzer 3500		x	08.12.2023	23.10.2017		
V. a. genetisch bedingte Hämochromatose. Nachweis der pathogenen Mutationen c.187C>G (p.His63Asp; rs1799945) und c.845G>A (p.Cys282Tyr; rs1800562) im HFE-Gen (NM_00410.3)	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierung	MB-HAEMOC-017/V	EuroScanner	x		27.01.2026	15.12.2009	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V. a. Hereditäre Fructoseintoleranz: Untersuchung von vier Mutationen (c.448G>C (p.Ala149Pro; rs1800546), c.524C>A (p.Ala174Asp; rs76917243), c.1005C>G (p.Asn334Lys; rs78340951), c.360-363delCAAA (ΔE4E)) im Aldolase B-Gen (ALDOB; NM_000035.4)	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotinmarkierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-ALDOLAB-108/A	LightCycler z480	x		05.07.2023	15.12.2009	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V. a. Zöliakie. Nachweis krankheitsassoziierter HLA-DQA1 (NM_002122.5) und HLA-DQB1 (NM_001243961.2) Allele: HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 und/oder HLA-DQ8	EDTA-Blut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierung	HLADQ-2-8-PCR-083/E	EuroScanner	x		08.01.2024	08.04.2019	wöchentlich	1-7 Tage
V. a. Morbus Bechterew, Reiterkrankheit. Nachweis der folgenden Sybtypen: HLA-B*27:01 bis 21 HLA-B*27:23 bis 152 HLA-B*27:154 bis 164	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Detektion mittels spezifisch markierter Hydrolysesonden	MB-HLAB27-105/C	LightCycler z480	x				14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V. a. genetisch bedingte Laktoseintoleranz. Nachweis der Mutation an der Position -13907C>T (rs4988235; auch bekannt als -13910C>T) in einem cis-regulatorischen Element des Laktase-Gens (LCT, NM_002299.4)	EDTA- oder Citratblut, trockener Wangenabstrich	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden, Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	MB-LACPCR-032/R	LightCycler	x		27.01.2026	15.12.2009	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V. a. Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Nachweis des Wildtyp M sowie der Mutationen S (c.863A>T, p.Glu288Val, rs17580) und Z (c.1096G>A, p.Glu366Lys, rs28929474) im Serpina1-Gen (NM_000295.5)	EDTA- oder Citratblut	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotinmarkierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-Antigeno-107/A	LightCycler z480	x		05.07.2023	24.09.2015	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage

weak-D-Abklärung bei diskrepanten oder zweifelhaften serologischen Befunden Erkennung folgender Allele anhand der genannten Mutationen: RHD*01W.1.1 (52C>G), RHD'01W.1 (809 T>G), RHD'01W.2 (1154G>C), RHD*01W.3 (8C>G), RHD*01W38 (833 G>A), RHD*01W.5 (446 C>A), RHD*01W.17 (340 C>T), RHD*15 845 (G>A), RHD*01W20 (1250 T>C), RHD*01W31 (17C>T), RHD*09.01.00 (1025T>C), RHD*01EL.01 (1227G>A), RHD'01EL.08 (486+1G>A), RHD*09.05 (872C>G), RHD*08N.01 (654G>C),	EDTA- oder Citratblut	Multiplex-Realtime PCR, Detektion mittels spezifisch markierter Hydrolysesonden	MB-RHD-Genotypisierung_weak-096/C	LightCycler480II	x		30.06.2023	11.08.2021	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V.a. Fluoropyrimidin-assoziiierter Toxizität bei Krebspatienten, wo die Chemotherapiebehandlung mit 5-Fluorouracil (5-FU)-basierten Medikamenten erfolgen soll. Genotypisierung des DPYD-Gens (LRG_722, NM_000110.3). c.1905+1G>A (DPYD*2A, rs3918290) c.1679T>G (DPYD*13, rs55886062, p.(Ile560Ser)) c.2846A>T (rs67376798, p.(Asp949Val)) HapB3-Haplotyp c.1129-5923C>G (rs75017182), c.1236G>A (rs56038477), c.483+18G>A (rs56276561)	EDTA-Blut	PCR, Fragmentanalyse	MB-DPYD-Elucigene-098/D	Genetic Analyzer 3500	x		24.06.2024	19.11.2021		
V.a. Fluoropyrimidin-assoziiierter Toxizität bei Krebspatienten, wo die Chemotherapiebehandlung mit 5-Fluorouracil (5-FU)-basierten Medikamenten erfolgen soll. Genotypisierung des DPYD-Gens (LRG_722, NM_000110.3). c.1905+1G>A (DPYD*2A, rs3918290) c.1679T>G (DPYD*13, rs55886062, p.(Ile560Ser)) c.2846A>T (rs67376798, p.(Asp949Val)) HapB3-Haplotyp c.1129-5923C>G (rs75017182)	EDTA-Blut	real-time PCR	MB-SOP-MB-PV-120-DPYD_Diatech_2/A	EasyPGX Instrument 96	x		15.08.2025	15.08.2025	14 Tage nach Probeneingang	1-15 Tage
V.a. RHD-positiven Fetus bei nicht-immunisierten RhD-negativen Schwangeren. Qualitativer Nachweis der Exons 5, 7 und 10 des RHD Gens (NM_016124.6) von RHD-positiven Feten	Die primäre klinische Probe ist EDTA-Vollblut ab der Schwangerschaftswoche (SSW) ≥11+0, aus welchem das Plasma abgetrennt wird	Multiplex real-time PCR	MB- FetoGnost- Kit RHD-100/B	Applied Biosystems® 7500 Instrument (Thermo Fisher Scientific)	x		28.04.2023	02.06.2022	wöchentlich	1-7 Tage

Morbus Meulengracht-Irinotecan-Toxizität Gezielter Nachweis der häufigsten- Defizienzallele *6 und *28 im UGT1A1-Gen	EDTA-Blut	PCR, Sangersequenzierung	MB-UGT1A1-110/A	Genetic Analyzer 3500		*	21.12.2023	21.12.2023		
Alpha- und beta-Thalassämien (OMIM-P:- 604131, 613985) Hämoglobinopathien (Strukturvarianten, bspw. HbS/OMIM-P:- 603903), (Deviser-Thalassemia, Art. No.: 8-A106), HbA1, HbA2, HbB auf SNV, CNV (OMIM-G:- 141800, 141850, 141900)	EDTA-Blut, DNA	NGS (Sequence-by- synthesis, Illumina- Technik), Panel-Analyse- (Amplicon-Sequenzierung), Pipeline von Hersteller- (Amplicon-Suite v3.7), SNV, CNV	MB-HBGNO-114/A	MiSeq Dx		*	18.12.2023	18.12.2023	alle 14 Tage	3 Tage

Prüfgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
VDRL-Test	Serum	Latexpartikelagglutination	IN-VDRL, VDRLT-279/U	entfällt	x		03.12.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Treponema pallidum-Antikörper	Serum	Partikelagglutination	IN-TPHA-278/T	entfällt	x		07.07.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen von Bakterien und Pilzen ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
grampositive Keime z.B. (α, β, γ- hämolisierende Streptokokken einschließlich Pneumokokken, Enterokokken und Staphylokokken)	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) / (vollmechanisiert), Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/R, 231/H, 357/A, 359/A	entfällt	x		210/09.07.2026 231/19.11.2018 357/14.12.2018 359/A 10.04.19	210/15.12.2009 231/10.10.2011 357/14.12.2018 359/A 10.04.19	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1-2 Tage
Anaerobier	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/R	entfällt	x		09.07.2026	15.12.2009	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1-2 Tage
Neisseria gonorrhoeae	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/R	entfällt	x		09.07.2026	15.12.2009	täglich nach kultureller Anzucht (1-3 Tage)	1-2 Tage
Helicobacter pylori	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/R	entfällt	x		09.07.2026	15.12.2009	täglich nach kultureller Anzucht (10 Tage)	3-5 Tage
aerobe gramnegative Stäbchen (Enterobatercales und Nonfermenter)	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) / (vollmechanisiert), Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-364/B	VITEK2	x		15.05.2024	29.08.2022	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1-2 Tage
Hefe und hefeähnliche Pilze	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) / (vollmechanisiert)	ba-pv-233/F	VITEK2	x		19.11.2018	15.12.2009	täglich nach kultureller Anzucht (2-7 Tage)	1-2 Tage

Resistenztest von schwer anzüchtbaren Erregern	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test nach EUCAST ggf. CLSI)	ba-pv-209/V	entfällt	x		29.07.2021	15.12.2009	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	2-5 Tage
Resistenztestung von Hefen und <i>Cryptococcus spp</i>	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)	ba-pv-362/A	entfällt	x		25.04.2022	25.04.2022	täglich nach kultureller Anzucht (2-7 Tage)	1-2 Tage

Untersuchungsart:
Immunchromatographie (IC) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Carbapenemase-bildende gramnegative Stäbchen	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Immunchromatographisch	ba-pv-360_A	entfällt	x		21.07.2020	21.07.2020	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1 Tag
Oxacillinresistenter <i>Staphylococcus aureus</i>	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Immunchromatographisch	ba-pv-360_A	entfällt	x		21.07.2020	21.07.2020	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1 Tag
Plasmodien-Antigen	EDTA-Vollblut, Kapillarblut	immunchromatographisch	HA-MALA-S-024/F	visuelle Ablesung	x		12.05.2023	28.08.2012	täglich	1 Tag

Untersuchungsart:
Keimdifferentenzierung/-identifizierung/-typisierung ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
gramnegative Stäbchen und Kokken	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch-orientierend, biochemisch-aufwändig (bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) massenspektrometrische Erregerdifferentenzierung	ba-pv-309/I, -315/K, -326/G, -352/B,	VITEK2 MALDI-TOF	x		309/17.06.2022 315/15.05.2024 326/13.01.2021 352/31.07.2017	309/15.12.2009 315/15.12.2009 326/15.12.2009 352/16.07.2016	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1-2 Tage
grampositive Kokken und Stäbchen	Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch-orientierend, biochemisch-aufwändig (bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) massenspektrometrische Erregerdifferentenzierung	ba-pv-308/G, -317/K, -352/B, -366/A	VITEK2 MALDI-TOF	x		308/12.01.2021 317/06.01.2021 352/31.07.2017 366/28.05.2026	308/15.12.2009 317/15.12.2009 352/16.07.2016 366/28.05.2026	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1-2 Tage
Hefe und hefeähnliche Spezies	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch-aufwändig (bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) massenspektrometrische Erregerdifferentenzierung	ba-pv-346/H, -350/H, -352/B	VITEK2 MALDI-TOF	x		346/15.05.2024 350/04.03.2026 352/31.07.2017	346/15.12.2009 350/15.12.2009 352/16.07.2016	täglich nach kultureller Anzucht (2-7 Tage)	1-2 Tage
<i>Mycoplasma hominis</i>	Urin, Abstriche aus dem Urogenitaltrakt, Ejakulate	biochemisch-einfach	ba-pv-339/L	entfällt	x		29.04.2021	339/15.12.2009	täglich	2-4 Tage
Salmonellen	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische Erregerdifferentenzierung	ba-pv-327/M, -352/B	MALDI-TOF	x		327/07.04.2025 352/ 31.07.2017	327/15.12.2009 352/16.07.2016	täglich nach kultureller Anzucht (1-2 Tage)	1-2 Tage
Shigellen	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische Erregerdifferentenzierung	ba-pv-328/I, -352/B	MALDI-TOF	x		328/ 04.03.2026 352/ 31.07.2017		täglich nach kultureller Anzucht (1-2 Tage)	1-2 Tage

Staphylokokken	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	ba-pv-310/I, -352/B	MALDI-TOF	x		310/12.01.2021 352/31.07.2017	310/15.12.2009 352/19.07.2016	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1-2 Tage
Streptokokken	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	ba-pv-311/G, ba-pv-323/G, -352/B	MALDI-TOF	x		311/12.01.2021 323/12.01.2021 352/31.07.2017	311/15.12.2009 323/15.12.2009 352/19.07.2016	täglich nach kultureller Anzucht (2-14 Tage)	1-2 Tage
Ureaplasma urealyticum	Urin, Abstriche aus dem Urogenitaltrakt, Ejakulate	biochemisch-einfach	ba-pv-339/L	entfällt	x		29.04.2021	15.12.2009	täglich	2-4 Tage
Yersinien	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	ba-pv-329/I, -352/B	entfällt	x		329/20.05.2025 352/31.07.2017	329/15.12.2009 352/19.07.2016	täglich nach kultureller Anzucht (1-2 Tage)	1-2 Tage

Untersuchungsart:
Kulturelle Untersuchungen ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Arcobacter spp	Stuhl-Proben, Analabstriche mit der Anforderung auf Acrobacter	Anzucht, kulturelle Untersuchungen (selektiv) in mikroaerobe Atmosphäre	ba-pv-115/L	entfällt	x		01.10.2019	02.09.2019	täglich	2 Tage
Anaerobier	Gelenkpunktat, Abstriche aus dem Wundbereich, HNO-Bereich, gynäkologischen Bereich, Urethralabstriche, Analabstriche, Augenabstriche, Ejakulat, Exprimat, Liquor, Trachealsekret, Bronchialsekret, Sputum, Bronchiallavage, Gallenblasensekret, Katheterspitzen, Gewebematerialien, Biopsate, Stuhl, Blasenpunktionsurin, Nativurin, Uricult®, Wundsekrete, Blutkulturen	kulturelle Untersuchungen (selektiv) in anaerober Atmosphäre mit Anreicherungsverfahren	ba-pv-142/T	entfällt	x		16.12.2022	15.12.2009	täglich	2-14 Tage

bakterielle Erreger und Pilze	Gelenkpunktat, Abstriche aus dem Wundbereich, HNO-Bereich, gynäkologischen Bereich, Urethralabstriche, Analabstriche, Augenabstriche, Ejakulat, Exprimat, Liquor, Trachealsekret, Bronchialsekret, Sputum, Bronchiallavage, Gallenblasensekret, Katheterspitzen, Gewebematerialien, Biopsate, Stuhl, Blasenpunktionsurin, Nativurin, Uricult®, Wundsekrete, Blutkulturen, Sonikationsflüssigkeit	kulturelle Untersuchungen (selektiv und nicht selektiv) mit Anreicherungsverfahren, Blutkulturverfahren (teilmechanisiert), Keimzahlbestimmung,	ba-pv-100/P, -101/M, -102/M, -103/I, -104/M, -105/N, -106/L, -107L, -108/J, -109/I, -110/P, -112/K, -113/I, -114/H-115/L, -116/H, -118/I, -119/N, -120/J, -121/M, -122/J, -123/G, -124/I-125/T, -132/M, -134/H, -137/K, -139/G, -142/T, -145/H, -157/I, -160/L, -161/F, -162/E, -164/D, -167/B, 361/C	BACTEC FX40	x		100/16.10.2025	100/15.12.2009	täglich	2-14 Tage
							101/16.12.2022	101/15.12.2009		
							102/01.02.2024	102/15.12.2009		
							103/03.04.2019	103/15.12.2009		
							104/22.10.2025	104/15.12.2009		
							105/07.11.2025	105/15.12.2009		
							106/28.08.2023	106/15.12.2009		
							107/06.11.2025	107/15.12.2009		
							108/14.01.2025	108/15.12.2009		
							109/27.03.2019	109/15.12.2009		
							110/17.04.2025	110/15.12.2009		
							112/07.02.2024	112/15.12.2009		
							113/29.04.2021	113/15.12.2009		
							114/13.01.2021	114/15.12.2009		
							115/01.10.2019	115/15.12.2009		
							116/29.04.2021	116/15.12.2009		
							118/13.01.2021	118/13.01.2023		
							119/27.12.2024	119/15.12.2009		
							120/26.01.2026	120/15.12.2009		
							121/25.02.2026	121/15.12.2009		
							122/15.05.2024	122/15.12.2009		
							123/02.09.2019	123/15.12.2009		
							124/02.09.2019	124/15.12.2009		
							125/06.11.2025	125/15.12.2009		
							132/14.11.2025	132/15.12.2009		
							134/16.10.2025	134/15.12.2009		
							137/04.02.2021	137/15.12.2009		
							139/04.04.2019	139/15.12.2009		
							142/05.11.2025	142/15.12.2009		
							145/22.10.2025	145/15.12.2009		
							157/07.11.2025	157/15.12.2009		
							160/ 09.07.2026	160/15.12.2009		
							161/04.04.2019	161/15.12.2009		
							162/02.11.2023	162/15.12.2009		
							361/05.11.2026	361/26.10.2021		
							164/02.06.2021	164/15.12.2009		
							167/09.01.2024	167/24.06.2019		
							361/26.10.2021	361/ 26.10.2021		
Campylobacter	Blutkulturen, Stuhl-Proben, Analabstriche mit der Anforderung auf Campylobacter	Anzucht, kulturelle Untersuchungen (selektiv) in mikroaerobe Atmosphäre	ba-pv-115L, 125/T	BACTEC FX40	x		115/01.10.2019 125/06.11.2025	15.12.2009	täglich	2 Tage
Dermatophyten	Nagel- und Hautmaterial	Anzucht kulturelle Untersuchungen (selektiv)	ba-pv- 348/P	entfällt	x		04.03.2026	15.12.2019	täglich	1-4 Wochen
Helicobacter pylori	Biopstat	Anzucht	ba-pv-160/L	entfällt	x		09.07.2026	15.12.2009	täglich	10 Tage
Mykobakterien (M. tuberculosis-Komplex, nicht-tuberkulöse Mykobakterien (MOTT))	Urin, Liquor, Blut, Menstrualblut, Sputum, Bronchial-, Trachealsekeret, Bronchiallavage, Punktate, Magennüchternsekret, Gewebeproben, Stuhl	kulturelle Untersuchungen (selektiv) mit Anreicherungsverfahren	tb-pv-101/M,- 202/P,-203/L	BACTEC-MGIT960	x		101/26.05.2025	101/15.12.2009	täglich	1-8 Wochen
							202/26.05.2025	202/15.12.2009		
							203/26.05.2025	203/15.12.2009		
Mykobakterien (M. tuberculosis-Komplex, nicht-tuberkulöse Mykobakterien (MOTT))	Blut im Myco/F-lytik-Fläschchen, Vollblut, Heaprinblut, Menstrualblut	Blutkulturverfahren (teilmechanisiert)	tb-pv-102/K, -204/N, 205/M	BACTEC FX40 BACTEC MGIT960	x		102/26.05.2025 204/25.02.2026 205/26.05.2025	15.12.2009	täglich	1-8 Wochen
Mycoplasmen	Urogenitalabstriche, Urine, Ejakulat	Anzucht selektiv (Urea-Arginine-LYO-Bouillon)	ba-pv-339/L	entfällt	x		29.04.2021	15.12.2009	täglich	2-4 Tage
Schimmelpilze	Pilzplatten, Material aus Atemwegen, Ohr-, Augen-, Nasenabstriche	Anzucht	ba-pv-349/O	entfällt	x		04.03.2026	15.12.2019	täglich	2-14 Tage
Ureaplasma urealyticum	Urogenitalabstriche, Urine, Ejakulat	Anzucht kulturelle Untersuchungen (selektiv) mit Anreicherungsverfahren	ba-pv-339/L	entfällt	x		29.04.2021	15.12.2009	täglich	2-4 Tage

Untersuchungsart:
Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Bordetella pertussis-IgA und -IgG-Toxin	Serum	ELISA	IN-PERTOX-PERTOXA-274/L	Immunomat	x		14.08.2024	01.11.2013	2x/Woche	1-4 Tage
Borrelia burgdorferi-IgG und -IgM-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-BORBG-BORBM-098/Y	Immunomat/ ViraChipScanner	x		12.08.2024	15.12.2009	täglich	1-2 Tage
Borrelia burgdorferi-IgG- und -IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-BORG-281/K/BORM-282/J	Liaison XL	x		281/01.07.2025 282/15.08.2024	04.03.2013	täglich	1-2 Tage
Borrelia burgdorferi-IgG-Antikörper und -IgM-Antikörper zur Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren	Serum, Liquor	ELISA	IN-BORGL-BORML-077/Q	Immunomat	x		25.06.2026	15.12.2009	täglich	1-2 Tage
Campylobacter-IgA und IgG-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-CAMP-CAMPAB-205/K	SLT-Blot Gerät	x		09.08.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Campylobacter- jejuni und -coli-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-STCAMP-307/B	DSX	x		16.04.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Chlamydia pneumoniae-IgA,- IgG- und- IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-CHLA-CHLG-CHLM-114/U	Immunomat	x		03.09.2025	15.12.2009	3x/Woche	1-4 Tage
Chlamydia trachomatis -IgA und -IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-CHLTG-CHLTA-120/Q	Immunomat	x		08.08.2024	15.12.2009	3x/Woche	1-4 Tage
Clostridioides difficile einschließlich der Toxine A und B und Clostridium difficile spezifische Glutamatdehydrogenase	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-CLOST-153/V und CLOST-DIFF-302/F	Liaison XL	x		153/18.07.2025 302/31.07.2025	153/15.12.2009 302/23.01.2017	täglich	1 Tag
Diphtherie-Toxin-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-DIPH-079/O	Immunomat	x		10.08.2023	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Entamoeba histolytica-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-AMOEST-155/M-	DSX	x		09.07.2020	15.12.2009		
Helicobacter pylori-Antigen	Stuhl	CLIA	IN-HELIS-172/P	Liaison XL	x		14.04.2025	13.06.2016	täglich	1 Tag
Helicobacter pylori-IgA und -IgG-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-HELIAB-HELIGB-102/T	Immunomat/ ViraChipScanner	x		03.04.2024	15.12.2009		1 Tag
Helicobacter-IgA-und -IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-HELICO-HELICA-100/T	Immunomat	x		12.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Lamblien-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-LAMPST-152/K	DSX	x		09.08.2017	15.12.2009		
Legionella pneumophila Serogruppe 1-Antigen	Urin	Enzymimmunoassay	IN-LEGIH-127/M	Reader	x		16.05.2023	01.03.2010	täglich	1 Tag
Mycoplasma pneumoniae-IgA, -IgG und -IgM Antikörper	Serum	ELISA	IN-MYCOG-MYCOM-067/O	Immunomat	x		12.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Tetanus-Toxin-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-TETA-090/M	Immunomat	x		12.08.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Toxoplasmose-IgG-Antikörper und -IgG-Aviditätstest und -IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-TOXG-190/U/TOXAV-183/V/191/W	Liaison XL	x		190/03.09.2024 183/26.09.2024 191/22.10.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Toxoplasmose-IgG-Antikörper Aviditätstest	Serum	Immunoblot	IN-TOXO-IGG-Blot und Avditität 315/C	manuell, SLT-Blot Gerät, manuell, Auswertung über Blotrix-Scannergerät	x		29.05.2026	05.06.2019	2x/Woche	1-4 Tage
Treponema pallidum- Antikörper	Serum	CLIA	IN-TPHA-269/O	Liaison XL	x		29.05.2026	04.03.2013	täglich	1 Tag
Treponema pallidum-IgM -Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-LUESMB_069/R	Immunomat/ViraChipScanner	x		03.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Verotoxine 1 und 2 von E. coli (EHEC)	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-EHEC-154/M	SLT-Reader/DSX	x		14.04.2025	15.12.2009		
Yersinien -IgA- und -IgG-Antikörper (erfasst werden Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis)	Serum	ELISA	IN-YERG/YERA -64/T	Immunomat	x		01.08.2025	15.12.2009	3x/Woche	1-4 Tage
Yersinien-IgA- und -IgG Antikörper (erfasst werden Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis)	Serum	Immunoblot	IN-YERBA--YERBG-071/Q	Immunomat/ ViraChipScanner	x		03.04.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage

Untersuchungsart:
Mikroskopie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
-------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------	-------	--------------	-------------------	-------------------------	---	-----------------------	-------------------

Bartonella-henselae-IgG und -IgM-Antikörper	Serum	direkte Immunfluoreszenz	IM-BARTHG-BARTHM-030/G	Sprinter XL, Fluoreszenzmikroskop	X		21.08.2024	01.06.2016	wöchentlich	1 Tag
Chlamydia psittaci-IgG und -IgA-Antikörper	Serum	direkte Immunfluoreszenz	IM-CHMIFG-CHMIFA-027/Q	Fluoreszenzmikroskop	x		21.08.2024	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
Cryptococcus neoformans	Liquor, Trachealabstrich, Bronchialsekret, Urin, Stuhl	Tusche Präparat n. Burri	ba-pv-145/H	Mikroskop		x	22.10.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Coccidien	Stuhl	nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv-340/J	Mikroskop		x	04.03.2026	22.05.2014	täglich	1 Tag
Dermatophyten	Haut-, Nagelmaterial	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv-348/P	Mikroskop		x	04.03.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Enterobius vermicularis	Tesafilm	ohne Anfärbung	ba-pv-319/D	Mikroskop		x	13.06.2014	15.12.2009	täglich	1 Tag
gramnegative Kokken und Stäbchen	Abstriche, Sekrete, Liquor, Sputum, Gewebe	nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv-322/H	Mikroskop		x	06.09.2021	15.12.2009	täglich	1 Tag
Haemophilus ducreyi	Sekret, Gewebepartikel, Eiter aus Lymphknoten	Anzucht, mikroskopisch	ba-pv-161/F	Mikroskop		x	04.04.2019	15.12.2009	täglich	1-7 Tage
humanpathogene Parasiten, Wurmeier und Protozoen	Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Voranreicherung und Anfärbung (SAF-Verfahren)	ba-pv-158/F/ba-pv-166/B	Mikroskop	x		158/04.03.2026 166/04.03.2026	158/15.12.2009 166/04.02.2021	täglich	1 Tag
Legionella pneumophila	Serum	indirekte Immunfluoreszenz	IM-LEGI-028/N	Fluoreszenzmikroskop	x		13.02.2025	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
Malariaerreger	Vollblut, Dicker Tropfen	nach Anfärbung mittels Farbstoffen	HA-MALA-a--025/C	Mikroskop		x	04.04.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Mykoplasmen	Urin, Urogenitalabstriche, Ejakulat	Anzucht, mikroskopisch	ba-pv-339/L	Mikroskop		x	29.04.2021	15.12.2009	täglich	2-4 Tage
Mykobakterien	Urin, Liquor, Blut, Menstrualblut, Sputum, Bronchial-, Trachealsekret, Bronchiallavage, Punktate, Magennüchternsekret, Gewebesekret, Stuhl	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	tb-pv-201/Q	Mikroskop		x	26.05.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Nachweis von mycelbildenden Pilzen (Schimmelpilze)	Materialien aus den Atemwegen, Ohr-, Nasen-, Augenabstriche	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv- 349/O	Mikroskop		x	04.03.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Trichomonaden	Urin	Hellfeldmikroskopie nach Voranreicherung ohne Anfärbung	ba-pv-140/H	Mikroskop		x	25.02.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Ureaplasma urealyticum	Urin, Urogenitalabstriche, Ejakulat	Anzucht, mikroskopisch	ba-pv-339/L	Mikroskop		x	29.04.2021	15.12.2009	täglich	2-4 Tage
Wurmglieder und Parasiten	Stuhl, Wurmglied, Parasit	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	ba-pv-150/G	Mikroskop		x	04.03.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
-------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------	-------	--------------	-------------------	-------------------------	---	-----------------------	-------------------

Dermatophyten (DNA); Trichophyton tonsurans, Trichophyton equinum, Trichophyton interdigitale/mentagrophytes, Trichophyton interdigitale, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton quinckeanum/schoenleinii/simii, Trichophyton quinckeanum, Trichophyton schoenleinii, Trichophyton simii, Trichophyton concentricum/erinacei, Trichophyton bulbosum /benhamiae (afr.), Trichophyton benhamiae (afr.), Trichophyton benhamiae (weiß/afr.), Trichophyton benhamiae (gelb), Trichophyton erinacei, Trichophyton verrucosum/eriotrephon, Trichophyton rubrum, Trichophyton violaceum, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis/audouinii, Microsporum canis, Microsporum audouinii, Microsporum ferrugineum, Nannizzia fulva, Nannizzia gypsea, Nannizzia incurvata, Nannizzia persicolor, Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida guilliermondii, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Scopulariopsis brevicaulis	Hautschuppen, Haare, Nagel- oder Kulturmateri	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybrdisierung, Detektion mittels Array Technologie und immobilisierten Sonden	MB-DERMPCR-087/E	Solana-Instrument EuroArray-Scanner	x		11.07.2023	16.06.2020	wöchentlich	1-7 Tage
Chlamydia trachomatis-DNA	endozervikale und vaginale Abstrichproben anorektale Abstriche, Rachenabstriche, Urin, zervikale Abstrichproben entnommen mit PreservCyt®-Lösung	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-CHL-GO-PCR-076/F	cobas 6800	x		23.05.2023	30.06.2017	täglich	1 Tag
Clostridioides difficile einschließlich Toxin B	Stuhl	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-CDIPCR-074/I	Cobas Liat	x		26.01.2026	04.09.2018	Bei Bedarf, wenn pos. ELISA Ergebnis	1 Tag
Multiplex-PCR: E.histolytica, Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp, Blastocystis hominis	Stuhl	Multiplex Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	SOP-MB-Parasiten-075/E	LightCycler 480	x		18.01.2023	12.06.2017	täglich	1 Tag
Multiplex-PCR: E.histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium spp,	Stuhl	Multiplex Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	SOP-MB-Parasiten-118/A	RIDA®UNITY	x		19.06.2024	19.06.2024	täglich	1 Tag
Chlamydia pneumoniae-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA	Respiratorische Proben (nasopharyngeale Aspirate, Nasenabstriche, Nasenspülung, bronchoalveoläre Lavage-Flüssigkeit)	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Respiratorische Multiplex-077/D	QIAgility, Rotorgene	x		05.06.2023	14.02.2108	täglich	1 Tag
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila	Respiratorische Proben nasopharyngeale, oropharyngeale, nasale Abstriche, sowie nasale Aspirate und Nasenspülungen	Multiplex-Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB -PV-RESPIPCR-117/A	MAGPIX	x		15.12.2023	15.12.2023	täglich	1 Tag
Bordetella pertussis-DNA IS481, Bordetella parapertussis-DNA IS1001	Nasopharyngealabstrich, Rachenabstrich	PCR, Helicase-abhängige Amplifizierung (HDA)	Respi-Solana-082/F	Solana Instrument	x		08.01.2024	07.11.2019	täglich	1 Tag
MRSA-DNA-(Screening);mecA/mecC, SCCmec	Trockene Abstriche von Nase, Rachen, Wunde und Haut	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotin-markierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-MRSA-FluoroType-036/P	FluoroCycler 12	x		23.01.2026	03.12.2014	täglich	1 Tag
EHEC-DNA (Shiga-Toxin-Gen stx 1 und stx 2, Intimin-Gen eae, sowie ipaH-Gen)	Kulturmateri	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-EHEC-PCR-024/T	GT-Biot-48	x		46048,00	41976,00		1 Tag

EHEC-DNA (Shiga-Toxin-Gen stx 1 und stx 2, Intimin Gen eae, sowie ipaH-Gen)	Stuhl	Multiplex Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	SOP-MB-119-A EHEC (Rida®Unity)	RIDA®UNITY	x		19.06.2024	19.06.2024	täglich	1 Tag
Helicobacter pylori DNA, gyrA-Gen (Codon 87 und 91) und 23S-RNA-Gen (Positionen 2146 und 2147, Genbank NC_000915)	Gewebe, Bakterienkulturen	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-HPYPCR-038/M	GT Blot 48	x		26.01.2026	03.12.2014	wöchentlich	1-7 Tage
M. tuberculosis-DNA Komplex (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis subsp. bovis, M. bovis subsp. caprae, M. bovis BCG, M. microti, M. canettii und M. pinnipedii)	pulmonale und extra-pulmonale Patientenproben außer Vollblut	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-TBCPCR-012/L	FluoroCycler	x		23.01.2026	15.12.2020	3x/Woche	1-3 Tage
Differenzierung Mykobakterien- Stämme (MTB und NTM)-DNA	Flüssigkultur (Bactec-MGIT), Festkultur	PCR,Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-MBDNA-MBDNA2-009/U, TB CDNA-021/Q	GT Blot 48	x		009/23.05.2023 021/23.01.2026	04.12.2014	3x/Woche	1-3 Tage
MRSA-DNA-Kulturbestätigung; mecA, mecC, Panthon-Valentine- Leukozidin (PVL)	Koloniematerial	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-MRSA-020/V	GT Blot 48	x		23.05.2023	03.12.2014	2x/Woche	1-4 Tage
Neisseria gonorrhoeae	endozervikale und vaginale Abstrichproben anorektale Abstriche, Rachenabstriche, Urin, zervikale Abstrichproben entnommen mit PreservCyt®-Lösung	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-CHL-GO-PCR-076/F	cobas 6800	x		23.05.2023	30.06.2017	täglich	1 Tag
paradontopathogene Markerkeime-DNA Aggregatibacter actinomycetemco-mitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia , Treponema denticola, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Capnocytophaga spp.	Subgingivale Plaqueproben	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-PAROPLUS-060/H	GT Blot 48	x		060/26.01.2026	060/15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum	trockene Abstrictupfer (vaginal, endozervikal, urethral), Urin	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden und Schmelzkurvenanalyse	MB-Ureaplasma-PCR-097/B	LightCycler 480 II	x		05.06.2023	13.05.2022	2x/Woche	1-4 Tage
Trichomonas vaginalis (TV) und Mycoplasma genitalium (MG)	Urin, Abstriche (vaginale, endozervikale, Meatusabstriche), zervikale Proben in PreservCyt® Lösung	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-TV-MG-085/C	Cobas 6800	x		05.06.2023	29.08.2019	täglich	1 Tag
Bestimmung von Vancomycin-Resistenz von Enterokokken	KoloniematerialCHROMID®VR E	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	VREPCR-111/A	GT-Blot-48	x		09.01.2024	09.01.2024		

Prüfgebiet: Virologie

Chromatographie (Immunchromatographie (IC)) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Dengue-Virus-NS1-Antigen (Serotypen 1,2,3 und 4)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	Immunchromatographie-Assay	IN-Dengue-316/C	visuelle Ablesung	x		23.02.2024	04.02.2013	täglich	1 Tag

Untersuchungsart:

Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Adenoviren-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-STAD-157/K	SLT-Reader/DSX	x		21.02.2018	15.12.2009		
anti-HAV-IgG und -IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	KL-HAV-143/L	Cobas 8000	x		11.03.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
anti-HAV-IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	KI-HAVM-142/K	Cobas 8000	x		11.03.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
anti-HAV-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-HAV-M-329/A	Liaison XL	x		04.04.2022	01.03.2022	täglich	1 Tag
anti-HBc-IgG/IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	KI-CAK-146/M	Cobas 8000	x		11.03.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
anti-HBc-IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	KI-CAKM-147/L	Cobas 8000	x		27.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
anti-HBe-Antikörper	Serum	ECLIA	KI-EAK-144/M	Cobas 8000	x		16.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
anti-HBs-Antikörper und Titerbestimmung	Serum	ECLIA	KL-SAK-SAKT-140/L	Cobas 8000	x		11.03.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
anti-HCV-Antikörper	Serum	ECLIA	KL-HCV-141/S	Cobas 8000	x		11.03.2024	15.12.2009	täglich	1-2 Tage
anti-HCV-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-HCVD-138/V	manuell bzw. SLT-Blot Gerät	x		16.04.2026	15.12.2009	täglich	1-2 Tage
anti-HEV-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-HEVG-HEVM-310/D	Immunomat	x		12.08.2024	26.10.2017	2x/Woche	1-4 Tage
Cytomegalie-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-CYTG-192/S, IN-CYTM-193/R	Liaison XL	x		192/15.07.2024 193/15.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Cytomegalie-IgG-Avidität	Serum	CLIA	IN-CMVAV-312/C	Liaison XL	x		16.04.2025	27.11.2018	2x/Woche	1-4 Tage
Cytomegalie-Virus-IgG-Antikörper einschließlich Avidität und -IgM-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-CMV-Blot und Avidität-249/I	manuell bzw. SLT-Blot Gerät	x		12.08.2024	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
Dengue-Virus NS-1 Antigen Serotypen (1,2,3,4)	Serum, Vollblut, Plasma	immunchromato-graphisch	IN-Dengue-316/C	manuell	x		23.02.2024	07.03.2019	täglich	1 Tag
Enteroviren-IgA-, IgG- und IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-ENTERO-230/N	Immunomat	x		07.04.2026	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Epstein-Barr-Virus-Capsid Antigen-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-VCAG-185/O, VCAM-083/T	Liaison XL	x		03.09.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Epstein-Barr-Virus-EBNA-IgG- Antikörper	Serum	CLIA	IN-EBNA-080/P	Liaison XL	x		21.11.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Epstein-Barr-Virus-IgA- Antikörper und -IgG-Antikörper einschließlich Avidität	Serum	Immunoblot	IN-EBV-Blot und Avidität-250/U	manuell bzw. SLT-Blot Gerät	x		23.01.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
HBe-Antigen	Serum	ECLIA	KL-EAG-145/N	Cobas 8000	x		16.07.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
HBs-Antigen	Serum, EDTA-, Citrat- Heparin- Plasma	CLIA	IN-SAGMU_SAGL-T	Liaison XL	x		03.09.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
HBs-Antigen	Serum, EDTA-, -Citrat- Heparin- Plasma	ECLIA	KL-SAG-138/V	Cobas 8000	x		14.12.2023	15.12.2009	täglich	1 Tag
HBs-Antigen-Bestätigungstest	Serum	ECLIA	IN-HBSAGAC-330/A	Cobas 8000	x		18.01.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
HbS-Antigen quantitativ	Serum, EDTA-, -Citrat- Heparin- Plasma	ECLIA	KL-SAG-QUANT-139/E	Cobas 8000	X		11.03.2024	13.12.2018	täglich	1 Tag
Herpes simplex Typ I- und II- IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren und -IgM-Antikörper	Serum, Liquor	ELISA	IN-HSVG-HSVM-081/P	Immunomat	x		18.09.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
HIV 1 p24- Antigen und HIV-1/2-Antikörper	Serum	CLIA	IN-HIV-V-258/R	Liaison XL	x		03.09.2024	01.04.2013	täglich	1 Tag
HIV 1 und/oder 2-Antikörper und p24-Antigen	Serum	ECLIA	IN-HIVDUO-267/S KI-HIV-DUO-150/S	Cobas 8000	x		267/02.09.2025 150/11.03.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
HIV Typ- 1+2-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-HIVB-251/P	manuell bzw. SLT-Blot Gerät	x		28.05.2026	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Masern-IgG und -IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-MASG-284/H, IN-MASM-289/H	Liaison XL	x		284/03.09.2024 289/21.11.2025	01.04.2016	täglich	1 Tag
Masern-IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren	Serum, Liquor	ELISA	IN-MASGS_MASEGL_MASM_-095/P	Immunomat	x		12.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Mumps IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-MUMG-283/G	Liaison XL	x		03.09.2024	01.04.2013	täglich	1 Tag
Mumps-IgG-Antikörper einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren und -IgM-Antikörper	Serum, Liquor	ELISA	IN-MUMGS-MUMGL-MUMM-085/Q	Immunomat	x		09.03.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Parvovirus-B19-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-PARVG-PARVM-273/K	Liaison XL	x		20.08.2024	01.04.2013	täglich	1 Tag
Parvovirus-B19-IgG-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-PARVGB--075/T	manuell bzw. SLT-Blot Gerät	x		12.08.2024	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Rotaviren-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-STRO-156/H	SLT-Reader/DSX	x		09.12.2014	15.12.2009		
Röteln-IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren	Serum, Liquor	ELISA	IN-ROEG-Liquor_Serum_ROEAV-240/L	Immunomat	x		22.07.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
Röteln-IgG-Aviditätsbestimmung	Serum	ELISA	IN-ROEG-Liquor_Serum_ROEAV-240/L	Immunomat	x		22.07.2025	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage

Röteln-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-ROEG-253/S, IN-ROEM-255/T	Liaison XL	x		253/03.09.2024 255/20.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Röteln-IgG-Blot	Serum	Immoblot	IN-ROEBL-291/F	EUROBlotOne	x		04.02.2025	15.12.2009		
RSV-Antigen (Respiratory Syncytial-Virus Antigen)	Sputum, Abstrichmaterial, Bronchiallavage	IC	ba-pv-351/E-RSVAG	Veritor-System	x		01.09.2016	15.12.2009	täglich	1 Tag
SARS-CoV-2-TrimericS-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-CORGT-327/E	Liaison XL	x		20.08.2024	12.03.2021	täglich	1 Tag
SARS-Cov-2-Antikörper	Serum	ECLIA	IN-CORGNP-329/B	Cobas 8000	x		02.09.2025	02.12.2021	täglich	1 Tag
Varizellen-IgA- und IgM-Antikörper, Varizellen-IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren	Serum, Liquor	ELISA	IN-VARGSL-VARA-VARM-087/Q	Immunomat	x		12.08.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Varizellen-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-VARGSL-VARA-VARM-087/Q	Immunomat	x		12.08.2024	15.12.2009		
Varizellen-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-VARG-Liaison-275/K	Liaison XL	x		28.03.2025	15.12.2009	täglich	1 Tag
West-Nil-Virus-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN WESTNIG-380/A	Immunomat	x		18.05.2026	18.02.2021	wöchentlich	1-7 Tage
West-Nil-Virus-IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN WESTNIG-380/A	Immunomat	x		18.05.2026	18.02.2021	wöchentlich	1-7 Tage

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen
(Amplifikationsverfahren) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Adenovirus (AdV-DNA), Bocavirus (hBoV)	Respiratorische Proben (nasopharyngeale Aspirate, Nasenabstriche, Nasenspülung, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit)	Multiplex-Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Respiratorische Multiplex-077/D	QIAgility/Rotorgene	x		05.06.2023	14.02.2018	täglich	1 Tag
Cytomegalievirus-DNA	EDTA-Plasma, Liquor	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-CMVPCR-049/N	LightCycler 480z	x		03.11.2025	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
BK-Virus-DNA	EDTA-Plasma, Urin	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-BKVPCR-072/E	RotorGene	x		23.05.2023	10.06.2016		
Epstein-Barr-Virus-DNA	EDTA-Plasma, Liquor	Realtime-PCR, fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden	MB-EBVPCR-039/L	LightCycler 480z	x		16.02.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
Hepatitis C-Virus-Genotyp	EDTA-Plasma	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-HCVGEN-018/N	manuelle Auswertung	x		05.06.2023	15.12.2009		
Herpes simplex virus I-II-DNA	Liquor, trockene Tupfer aus Effloreszenzen	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-HSVPCR-033/P	LightCycler 480z	x		23.01.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
HPV-high-risk-DNA (Zum Nachweis von 14 hochrisiko humane Papillomviren-Genotypen (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 und 68))	Zervikale Proben in Roche Cell Collection Medium, PreservCyt®-Lösung, GynoPrep	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HPVPCR-104/B	Cobas 6800	x		23.05.2023	17.02.2023	2/Woche	1-4 Tage
HPV-Typisierung (DNA) HPV 6,11, 16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66,68, 70, 72, 73, 81, 82, 89 (CP6108)	Abstriche: Cervix, Läsionen im Genitalbereich in Roche Cell Collection Medium oder ThinPrep	Multiplex Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-HPVTYP-088/C	Euroarray-Scanner	x		23.05.2023	22.06.2020	wöchentlich	1-7 Tage
Influenza A und B, respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)	Nasopharyngealabstrich, Rachenabstrich	PCR, Helicase-abhängige Amplifizierung (HDA)	Respi-Solana-082/F	Solana	x		08.01.2024	19.11.2019	täglich	1 Tag
Influenza A und B, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV)-RNA	Nasopharyngealabstrich	Real-Time-PCR und Magnet-Bead-Technologie	MB-Influenza+RSV_cobas_Liat_084 /C	Cobas LIAT	x		05.06.2023	26.07.2019	täglich	1 Tag
Influenza A und B, H1/N1	Nasen-, Rachenabstriche	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-Influenza-061/K	LightCycler 480 II	x		26.01.2026	20.01.2014	täglich	1 Tag
Stoolpanel Adenoviren (40/41), Astroviren, Noroviren Genotyp I und II, Rotaviren	Stuhlproben	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	SOP-MB-113/A Noroviren, Stoolpanel	RIDA®UNITY	x		19.06.2024	19.06.2024	täglich	1 Tag
Stoolpanel Adenoviren (40/41), Astroviren, Noroviren (Genotyp I und II), Rotaviren	Stuhlproben	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-NOROVIREN-Stoolpanel_040/O	LightCycler 480 II	x		26.01.2026	09.12.2022	täglich	1 Tag

Parvovirus B19-DNA	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden	MB-PARVOB19-035/L	LightCycler 2.0	x		05.06.2023	15.12.2009	wöchentlich	1-7 Tage
Varizella-Zoster-Virus-DNA	EDTA-Plasma, Liquor	Realtime-PCR, fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden	MB-VZV-PCR-041/L	LightCycler z480	x		16.02.2026	15.12.2009	2x/Woche	1-4 Tage
HIV1-RNA quantitativ	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HIVSEN-069/G	Cobas 6800	x		26.01.2026	17.04.2015	2x/Woche	1-4 Tage
Hepatitis B-Virus-DNA	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HBV-PCR-070/G	Cobas 6800	x		26.01.2026	17.04.2015	2x/Woche	1-4 Tage
Hepatitis C-Virus-RNA	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HCVQUA-068/H	Cobas 6800	x		26.01.2026	17.04.2015	2x/Woche	1-4 Tage
respiratorische Adenoviren (AdV), Bocaviren (hBoV), respiratorisches Synzytial-Virus (RSV), humanes Metapneumovirus (hMPV)	Respiratorische Proben (nasopharyngeale Aspirate, Nasenabstriche, Nasenspülung, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit)	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Respiratorische Multiplex-077/D	QIAgility/Rotorgene	x		05.06.2023	14.02.2018	täglich	1 Tag
Influenza A+B, humanes respiratorisches Synzytial-Virus (RSV), SARS CoV-2, Coronaviren (229E, OC43, NL63, HKU1), Humanes Metapneumovirus (hMPV), Rhinovirus/ Enterovirus, Adenovirus, Parainfluenza 1-3, Humanes Bocavirus	Respiratorische Proben nasopharyngeale, oropharyngeale, nasale Abstriche, sowie nasale Aspirate und Nasenspülungen	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB -PV-RESPIPCR-117/A	MAGPIX	x		15.12.2023	15.12.2023	täglich	1 Tag
Influenza A+B, humanes respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)	Nasal- und-Nasopharyngeal-Abstriche ohne Transportmedium bzw. Proben die in in folgenden Medien aufgenommen wurden: Copan UTM-RT-System, BD™ UVT-System, 0,9%iger physiologischer	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-Influenza_RSV_Roche_6800_103/B	Cobas 6800/8800	x		23.05.2023	09.12.2022	täglich	1 Tag
Monkeypox Virus (Nachweis eines 106bp Fragments vom J2L/J2R Gen)	Abstrich von Hautläsionen	Realtime-PCR	Monkeypox-101/B	LightCycler 480 II		x	23.05.2023	03.06.2022	wöchentlich	1-7 Tage
SARS CoV-2-RNA	Nasal-, Nasopharyngeal-Oropharyngealabstriche, trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-CORPCR-089/D	LightCycler 480 II	x		23.05.2023	19.06.2020	täglich	1 Tag
SARS CoV-2-RNA	Nasal-, Nasopharyngeal-Oropharyngealabstriche, trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-COREPCR-090/D	Cobas 6800/8800	x		23.05.2023	16.06.2020	täglich	1 Tag
SARS-CoV-2-RNA	Nasal-, Nasopharyngeal-Oropharyngealabstriche, trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium, Bronchoalveoläre Lavage	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-CORPCR-CORAPP MDX-092/D	MDX Liaison	x		23.05.2023	06.01.2021	täglich	1 Tag
SARS-CoV-2-RNA	Nasal- und Nasopharyngealabstrichproben in UTM-RT® oder 0,9%ige Kochsalzlösung	Real-Time-PCR und Magnet Bead-Technologie	MB-SARS-CoV2-Cobas-Liat-099/B	Cobas LIAT	x		05.06.2023	15.03.2022	täglich	1 Tag
SARS-CoV-2-RNA/ Influenza A/B	Nasal- und-Nasopharyngeal-Abstriche ohne Transportmedium bzw. Proben die in in folgenden Medien aufgenommen wurden: Copan UTM-RT-System, BD™ UVT-System, cobas® PCR Media, 0,9%iger physiologischer	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-COREPCR_Roche_6800-102_B	Cobas 6800/8800	x		23.05.2023	09.12.2022	täglich	1 Tag

Prüfgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:
Agglutinationsteste ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	letzte Änderung Version	Datum der Aufnahme in den flexiblen Bereich	Untersuchungsfrequenz	Bearbeitungsdauer
Antikörperdifferenzierung	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-AKSD-Identifikation-009/V	manuell	x		10.10.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Antikörpersuchtest	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-IH-1000-032	IH 1000, manuell	x		16.06.2026	15.12.2009	täglich	1 Tag
Antikörpertiter	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-AKST-007/N	manuell	x		10.10.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Blutgruppe	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut Nabelschnurblut	Direkte Agglutination	BG-IH-1000-011/32, BG-BLUT-Handansatz-010/Y	IH 1000, manuell	x		011/16.06.2026 010/ 10.10.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Coombstest: direkt, indirekt, C3d- und -IgG Spezifität	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-COOMBS-013/R	manuell	x		10.10.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag
Rh-Faktor und Rh-System	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut Nabelschnurblut	Direkte Agglutination	BG-IH-1000-011/32, BG-BLUT-RH-RHF-010/Y	IH 1000, manuell	x		011/16.06.2026 010/ 10.10.2024	15.12.2009	täglich	1 Tag

