

ungültiges Verfahren seit letzter Überwachung
neues Verfahren, seit letzter Überwachung

Prüfgebiet: Klinische Chemie
Prüfart:
Aggregometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Thrombozytenfunktionstest	Citrat-Blut, Citrat-Plasma	Aggregometrie, turbidimetrische Aggregometrie	GE-PFA-039/S GE-LTABORN-062/B	x		1 Tag

Prüfart:
Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
5-Hydroxyindolessigsäure	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-HIES, HVS-VANI-004/V	x		1 Tag
Adrenalin	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-ADREH,NORAH,DOPAH-007/W	x		1 Tag
Amiodaron	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-AMIO-DESE-012/Q	x		1 Tag
Tricyclische Antidepressiva: Amitriptylin, Clomipramin, Norclomipramin, Desipramin, Doxepin, Nordoxepin, Imipramin, Maprotilin, Nortriptylin, Trimipramin,	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-TCA-024/S	x		1 Tag
Kohlenhydratdefizientes Transferrin (CDT)	Serum	HPLC	AC-CDT-040/O	x		2 Tage
Desethylamiodaron	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-AMIO-DESE-012/Q	x		1 Tag
Dopamin	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-ADREH,NORAH,DOPAH-007/W	x		1 Tag
Homocystein	Homocystein-Spezialröhrchen, NaF-Plasma, EDTA-Plasma	HPLC/Fluoreszenzdetektor	AC-HOMOCY-011/V	x		1 Tag
Homovanillinmandelsäure	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-HIES, HVS-VANI-004/V	x		1 Tag
Metanephrin	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-METAH,NORMH-006/Q	x		1 Tag
Mycophenolsäure	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-MYCOP-054/M	x		1 Tag
Noradrenalin	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-ADREH,NORAH,DOPAH-007/W	x		1 Tag
Normetanephrin	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-METAH,NORMH-006/Q	x		1 Tag
Vanillinmandelsäure	Urin	HPLC/ECD-Detektor	AC-HIES, HVS-VANI-004/V	x		1 Tag
Vitamin A	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-VITA-VITE-008/X	x		2 Tage
Vitamin E	Serum, EDTA-Plasma	HPLC/UV-Detektor	AC-VITA-VITE-008/X	x		1 Tag

Prüfart:
Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (HPLC/MS-MS)) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Antidepressiva: (Citalopram, Desmethylcitalopram, Desmethylfluoxetin, Desmethylmirtazepin, Desmethylsertraline, Duloxetine, Escitalopram, Fluoxetine, Fluvoxamin, Mirtazapin, Norecitalopram, O-Desmethylvenlafaxin, Paroxetine, Sertraline, Venlafaxin)	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Antidepressiva-041/M	x		1 Tag
Antiepileptika: (10-OH-carbamazepin, Brivaracetam, Carbamazepin-epoxid, Ethosuximid, Felbamat, Gabapentin, Lacosamid, Lamotrigine, Levetiracetam, N-Desmethyloxcarbazepin, Oxcarbazepin, Perampanel, Phenobarbital, Phenytoin, Pregabalin, Primidon, Rufinamid, Stiripentol, Sultiam, Topiramate, Vigabatrin, Zonisamid,	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Antiepileptika_all_in_one-049/I	x		1 Tag
Benzodiazepine: (Bromazepam, Chlordiazepoxid, Clobazam, Clonazepam, Desalkylflurazepam, Diazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Medazepam, Midazolam, Nitrazepam, Norclobazam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Tetrazepam,	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC_Benzodiazepine -LCMS-044/J	x		1 Tag
Ethylglucuronid-(ETG)-und-Ethylsulfat-(ETS)	Urin	HPLC-MS/MS	AC-ETG-ETS-045/F	x		
Flavinadenindinucleotid (FAD)	EDTA-Vollblut	HPLC MS/MS	AC-B2-050/C	x		2 Tage
Metanephrine (3-Methoxytyramine, Metanephrin, Normetanephrin)	EDTA-Plasma	HPLC MS/MS	METANEPR-048/L	x		1 Tag
Immunsuppressiva: (Ciclosporin A, Everolimus, Sirolimus, Tacrolimus)	EDTA-Blut	HPLC MS/MS	AC-ImmunsuppressivaCS-052/E	x		1 Tag
Methylmalonsäure	Serum, EDTA-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Methylm_MMA-040/J	x		1 Tag

Neuroleptika: (9-Hydroxy-Risperidon (Paliperidon), Amisulprid, Aripiprazol, Benperidol, Cariprazin, Chlorprotixen, Clozapin, Dehydroaripiprazol, Desmethylozapin, Ethosuximid, Flupentixol, Fluphenazin, Haloperidol, Levomepromazin, Melperon, N- Desmethylozapin, Norclozapin, Norquetiapin, Olanzapin, Perazin, Pipamperon, Promethazin, Quetiapin, Olanzapin, Desmethylozapin)	Serum, EDTA-Plasma, Li- Heparin-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Neuroleptika-042/P	x		1 Tag
	EDTA-Plasma	HPLC MS/MS	AC-Neuroleptika-042/O	x		1 Tag
Vitamin B1 (Thiaminpyrophosphat)	Vollblut-EDTA	HPLC MS/MS	Vitamin B1-B6 im Vollblut-051/C	x		2 Tage
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat)	Vollblut-EDTA	HPLC MS/MS	Vitamin B1-B6 im Vollblut-051/C	x		2 Tage

Prüfart:
Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Basophile absolut, %	EDTA-Vollblut	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Eosinophile absolut, %	EDTA-Vollblut	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Erythrozyten	EDTA-Vollblut, Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031, HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	x		1 Tag
Hämatokrit	EDTA-Vollblut	Impulshöhensummierung der Erythrozyten	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Leukozyten	EDTA-Vollblut, Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031, HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	x		1 Tag
Lymphozyten absolut, %	EDTA-Vollblut, Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031, HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	x		1 Tag
MCH	EDTA-Vollblut	errechnet aus Ery und Hb	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
MCHC	EDTA-Vollblut	errechnet aus Hk und Hb	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
MCV	EDTA-Vollblut	errechnet aus Ery und Hk	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Monozyten absolut, %	EDTA-Vollblut	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
MPV (Mittleres Plättchenvolumen)	EDTA-Vollblut	Streulichtmessung	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Mononukleäre Zellen %	Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031, HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	x		1 Tag
Neutrophile absolut, %	EDTA-Vollblut	errechnet aus verschiedenen Werten	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Polymorphkernige Zellen %	Liquor, Bodyfluids	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031, HA-Zellzählung-Bodyfluids-015/T	x		1 Tag
Red Cell Distribution Width (RDW)	EDTA-Vollblut	Berechnung erfolgt über Histogramm	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Retikulozyten	EDTA-Vollblut	Bestimmung zytochemischer-zytometrischer Merkmale, Flowzytometrie mittels Halbleiterlaser	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Thrombozyten	EDTA-Vollblut, Citratblut, Blut-Spezialröhrchen	Partikelzählung	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag

Prüfart:
Elektrochemische Untersuchungen ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Chlorid	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie	ISE-028/U	x		1 Tag
Kalium	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie	ISE-028/U	x		1 Tag
Natrium	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie	ISE-028/U	x		1 Tag

Prüfart:
Elektrochemische Untersuchungen ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Natrium	Dialysatflüssigkeit vor und nach der Dialyse	Potentiometrie	ISE-028/U	x		1 Tag

Prüfart:
Elektrophorese ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
CK-Isoenzyme	Serum	Agarose-Elektrophorese	IM CK-ISO-016/K	x		1 Tag
Eiweißelektrophorese	Serum	Kapillaronenelektrophorese	IN-ELPHO-332/A	x		1 Tag
Hb-Elektrophorese (alkalischer Puffer)	EDTA-Blut	Agarose-Elektrophorese	IN HBELEK300/T	x		1 Tag
Hb-Elektrophorese (saurer Puffer)	EDTA-Blut	Agarose-Elektrophorese	IM-HBELEK-011/O	x		1 Tag
Lipidelektrophorese	Serum	Agarose-Elektrophorese	IM-LIP-015/G	x		1 Tag

Prüfart:

Ligandenassays ^[Flex B]

Chemilumineszenzimmunoassay (CLIA), Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) ,

Enzymimmunoassay (EIA), kinetic interaction of microparticles in solution (KIMS) ,

Fluoreszenzimmunoassay (FIA), Radioimmunoassay (RIA)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
1,25-(OH)2- Vitamin D3	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Enzymimmunoassay	IN-VITDCH-297/R	x		1 Tag
17-OH-Progesteron	Serum	Radioimmunoassay	RI-PROG17-45/Q	x		1 Tag
25-OH Vitamin D	Serum	CLIA	IN-VITD3-239/31	x		1 Tag
Active B12 (Holotranscobalamin)	Serum	ECLIA	KL-HOLOTC-148/N	x		1 Tag
Adrenocorticoes Hormon (ACTH)	EDTA-Plasma	ECLIA	IN-ACTH-223/O	x		1 Tag
Aldosteron	Serum, EDTA-Plasma	CLIA	IN-ALDO-293/I	x		1 Tag
Aldosteron/Renin-Quotient	EDTA-Plasma	Rechenwert aus Aldosteron und Renin	IN-ALDO-293/I	x		1 Tag
Alpha-Fetoprotein	Fruchtwasser	CLIA	IN-AFPF-241/Q	*		
Alpha-Fetoprotein (AFP)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-AFP-213/U	x		1 Tag
Amphetamine/ Metamphetamine	Urin	Enzymimmunoassay	KL-AMPH-087/U	x		1 Tag
Androstendion	Serum	CLIA	IN-ANDROS-328/O	x		1 Tag
Anti-Müller-Hormon (AMH)	Serum	ECLIA	IN-AMH-296/T	x		1 Tag
Barbiturate	Urin	Enzymimmunoassay	KL-BARB-089/U	x		1 Tag
Benzodiazepine	Urin	Enzymimmunoassay	KL-BENZ-090/V	x		1 Tag
B2-Mikroglobulin	Serum	CLIA	IN-BETA2-011/O	x		1 Tag
β-Ctx (β -C-terminales Telozeptid) (beta-Crosslans)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-Cross-194/O	x		1 Tag
beta-HCG	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-HCG-208/N	x		1 Tag
Beta-HCG, frei	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-HCGF-030/N	x		1 Tag
Buprenorphin	Urin	Enzymimmunoassay	KL-BUPREH-114/M	*		
CA 125	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CA125-001/N	x		1 Tag
CA 15-3	Serum	ECLIA	IN-CA15-002/L	x		1 Tag
CA 19-9	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CA19-003/M	x		1 Tag
CA 72-4	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CA72-004/L	x		1 Tag
Calcitonin	Serum	CLIA	IN-CALCIT-285/T	x		1 Tag
Calprotectin	Stuhl	CLIA	IN-CALPRO-277/Q	x		1 Tag
Cannabinoide	Urin	Enzymimmunoassay	KL-CANNAB-091/W	x		1 Tag
Carbamazepin	Serum, Heparin-, EDTA-Plasma	KIMS	IN-CARB-373/A	x		1 Tag
Carcino embryonales Antigen (CEA)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CEA-005/M	x		1 Tag
Chromogranin A	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-CHROMO-88/I	x		1 Tag
Cortisol	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma, Speichel	ECLIA	IN-CORT-034/R	x		1 Tag
C-Peptid	Serum	CLIA	IN-PEPT-331/B	x		1 Tag
Cyfra 21-1	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-CYFRA-006/L	x		1 Tag
Diaminoxidase (DAO)	Serum	ELISA	IN-DAO-295/I	x		1 Tag
Dehydroepiandrosteron-Sulfat (DHEAS)	Serum	ECLIA	IN-DHEAS-136/O	x		1 Tag
Digitoxin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-DIGI-100/T	x		1 Tag
Digoxin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-DIGO-101/R	x		1 Tag
Erythropoetin	Serum	ELISA	RIA-EPO-013/O	x		1 Tag
Ferritin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-FERR-131/X	x		1 Tag
Follikelstimulierendes Hormon (FSH)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-FSH-036/O	x		1 Tag
Folsäure	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-FOLS-132/Z	x		1 Tag
Humanes Epididymis Protein 4 (HE4)	Serum, Plasma	ECLIA	IN-HE4-308/D	x		1 Tag
IgF-1	Serum	CLIA	IN-IGF-288/M	x		1 Tag
Insulin	Serum	ECLIA	IN-INSU-137/R	x		1 Tag
Kokainmetabolite	Urin	Enzymimmunoassay	KL-COCA-092/R	x		1 Tag
lösliche fms-ähnliche Tyrokinase-1 (sFlt-1)	Serum,	ECLIA	IN-sFLT-318/C	x		1 Tag
Luteinisierendes Hormon (LH)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-LH-035/L	x		1 Tag
Methadon	Urin	Enzymimmunoassay	KL-METH-093/S	x		1 Tag
Myoglobin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-MYOG-103/R	x		1 Tag
Neuronspez. Enolase (NSE)	Serum, Liquor	ECLIA	IN-NSE-007/O	x		1 Tag
NT-ProBNP	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-BNP-102/V	x		1 Tag
Opiate	Urin	Enzymimmunoassay	KL-OPIA-094/T	x		1 Tag
Ostase	Serum	Enzymimmunoassay	IN-OSTA-294/G	x		1 Tag
Östradiol	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-OEST-037/R	x		1 Tag
pankreatische Elastase	Stuhl	CLIA	IN-ELAS-168/Q	x		1 Tag
Parathormon (PTH)	EDTA-Plasma, Serum	ECLIA	IN-PTH-117/V	x		1 Tag
Plasminogen-Inhibitor-Aktivität (PAI-1-Aktivität)	Citrat-Plasma	Immunoassay	GE-PAI-DYN-059/B	x		1 Tag

plazentärer Wachstumsfaktor (PIGF)	Serum	ECLIA	IN-PIGF-319/C	x		1 Tag
Pregnancy-associated Plasmaprotein A (PAPP-A)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-PAPP-A-023/P	x		1 Tag
Procalcitonin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-PROCAL-137/N	x		1 Tag
Progesteron	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-PROG-040/N	x		1 Tag
Prolaktin	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-PROL-038/Q	x		1 Tag
Prostata spezifisches Antigen (gesamt und frei)	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-PSA-FPSA-153/A	x		1 Tag
Protein S gesamt	Citratplasma	Enzymimmunoassay	GE-PROTS -G-035/M	x		1 Tag
Renin	EDTA-Plasma	ECLIA	IN-RENIN-292/K	x		1 Tag
Sangtec 100 Protein (S100)	Serum	ECLIA	IN-S100-179/N	x		1 Tag
sexuallhormonbindendes Globulin (SHBG)	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	IN-SHBG-180/P	x		1 Tag
Squamous Cell Carcinoma Antigen (SCC)	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-SCC-085/L	x		1 Tag
T3, frei	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-T3F-098/V	x		1 Tag
T4, frei	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-T4F-099/V	x		1 Tag
Tartratreisistente Saure Phosphatase (TRAP)	Serum	Enzymimmunoassay (Enzyme-linked-immuno-adsorbent-assay)	IN-TRAP-119/R	x		1 Tag
Testosteron	Serum	ECLIA	IN-TEST-039/Q	x		1 Tag
Testosteron, frei	Serum	Radioimmunoassay	RIA-TEST-003/J	x		1 Tag
Thymidin-Kinase (TK)	Serum	ECLIA	IN-THYMID-290/Q	x		
Thyroglobulin, einschließlich Wiederfindung	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-THYR-THYRW-009/U	x		1 Tag
Tissue Polypeptid Antigen (TPA)	Serum	ECLIA	IN-TPA-287/Q	x		
Infliximab frei	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	RI-INFLIX_091/I	x		1 Tag
Troponin I	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-TROPI-152/A	x		1 Tag
Troponin T	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-TROPT-045/Z	x		1 Tag
Tryptase	Serum	Fluoreszenzimmunoassay	RI-TRYPTA-076/J	x		1 Tag
TSH basal	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-TSH-046/Y	x		1 Tag
TSH basal und nach Stimulation mit TRH	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	KL-TSH-046/Y	x		1 Tag
Valproinsäure	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Enzymimmunoassay	IN-VALP-370/A	x		1 Tag
Vitamin B12	Serum	ECLIA	KL-B12-130/X	x		1 Tag

Prüfart:
Ligandenassays ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Ferritin	Liquor	ECLIA	KL-FERR-131/X		x	1 Tag

Prüfart:
Sedimentationsuntersuchungen ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG)	EDTA-Vollblut	Durchflussanalyse auf photometrischer Basis	HA-BSG_ALIFAX_022/H	x		1 Tag

Prüfart:
Mikroskopie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Differentialblutbild	EDTA-Vollblut	Färbung nach Pappenheim	Ha-Diffman -002/T	x		1 Tag
Erythrozyten	Bronchiallavage	ohne Anfärbung (Neubauer-Zählkammer)	BG-BAL-018/M	x		1 Tag
Fragmentocyten	EDTA-Vollblut	Färbung nach Pappenheim	Ha-Diffman -002/S	x		1 Tag
Esterase positive Zellen	EDTA-Vollblut, Ausstriche, Knochenmark	a-Naphthylacetat-Esterase-Färbung	HA-ESTERASE-023/I	x		1 Tag
Zellzählung (kernhaltige Zellen)	Bronchiallavage	ohne Anfärbung (Neubauer-Zählkammer)	BG-BAL-018/M	x		1 Tag
Kristalle	Synovialflüssigkeit	ohne Anfärbung	KL-KRIST-154/A	x		1 Tag
Leukozyten	Liquor, Bodyfluids	ohne Anfärbung (Fuchs-Rosenthal-Kammer)	HA-PV-017/M	x		1 Tag
Erythrozyten	Liquor, Bodyfluids	ohne Anfärbung (Fuchs-Rosenthal-Kammer)	HA-PV-017/M	x		1 Tag
Perjodsäure-Schiff-Reaktion positive Zellen (PAS)	EDTA-Vollblut, Ausstriche, Knochenmark	Färbung n. PAS (Periodic-Acid Schiff)	Ha-PAS-012/H	x		1 Tag
Peroxidase-positive Zellen (POX)	EDTA-Vollblut, Ausstriche, Knochenmark	Färbung nach o-Tolidin (Dimethylbenzidin)	HA-POX_021/K	x		1 Tag
Sediment	Urin	ohne Anfärbung	KL-Harnstatus-116/W	x		1 Tag
Nachweis von Speichereisen in Erythrozyten und Retikulumzellen, Siderophagen	EDTA-Vollblut, Knochenmark, Liquor	Berliner Blau-Färbung	Ha-EISF-013/L	x		1 Tag
Thrombozyten	EDTA-Vollblut, Citratblut	Neubauer-Zählkammer	Ha-Thrombo-019/I	x		
Zelldifferenzierung	Ausstriche, EDTA-Vollblut, Knochenmark, Liquor, Peritonealdialysat, Pleuraerguss, Ascites, bronchoalveoläre Lavage	Färbung nach Pappenheim	Ha-Diffman 002/T, HA-DIFF-LAV-006/J	x		1 Tag

Prüfart:
Osmometrie ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
-------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------------------------

Osmolalität	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Kryoskopie	AC-OSMO-023/Q	x		1 Tag
-------------	-----------------------------	------------	---------------	---	--	-------

Prüfart:
Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Harnteststreifen: Ascorbinsäure, Bilirubin, Blut, Eiweiß, Glucose, Keton, Nitrit, spezifisches Gewicht, pH	Urin	mit Hilfe von Reagenzträgern	KL-Harnstatus-116/W	x		1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Blei	EDTA-Vollblut,	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-BLEI-013/P		x	1 Tag
Kupfer	Serum	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZinkKupferSerum-055/B		x	1 Tag
Kupfer	Urin	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-KUPEH-016/R		x	1 Tag
Magnesium	Urin	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-MG-018/S		x	
Magnesium	Serum, EDTA-Plasma	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZN+MG Ery-056/A		x	1 Tag
Magnesium im Erythrozyten (Berechnung)	EDTA-Vollblut, EDTA-Plasma	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-MG-056/A		x	1 Tag
Quecksilber	EDTA-Vollblut, Harn, Serum, Speichel	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-QUEC-005/P		x	1 Tag
Selen	Serum	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-SELEN-014/N		x	2 Tage
Zink	Serum, Urin	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZINK-024/X-Urin AC-ZinkKupferSerum-055/B Serum		x	1 Tag
Zink im Erythrozyten	EDTA-Vollblut	Atomabsorptionsspektrometrie	AC-ZN+MG Ery-056/A		x	1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (Nephelometrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
α1-Antitrypsin	Serum, Plasma	Nephelometrisch	IN-ANTITR-021/M	x		1 Tag
α1-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrisch	IN-MIKRH-176/K	x		1 Tag
α2-Makroglobulin	Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-MAKROH-178/M	x		1 Tag
Albumin, einschließlich Be-rechnung des Serum/Liquor-quotienten und Interpretation nach Reiber bei Einsendung von Serum/Liquorpaaren	Serum, Plasma, Liquor	Nephelometrisch	IN-ALBUL_299/W	x		1 Tag
Antistreptokokken-DNase B	Serum	Nephelometrisch	IN-STREDN-028/O	x		1 Tag
Antithrombin-Konzentration	Citratplasma	Nephelometrisch	IN-AT3K-187/K	x		1 Tag
Apolipoprotein B	Serum	Nephelometrisch	IN-APOB-333/A	x		1 Tag
C1-Esterase-Inhibitor-Konzentration	Citratplasma, Serum	Nephelometrisch	IN-C1P-225/H	x		1 Tag
α2-Coeruloplasmin	Serum, Heparin-Plasma	Nephelometrisch	IN-COER-203/H	x		1 Tag
Haptoglobin	Serum	Nephelometrisch	IN-HAPTO-013/N	x		1 Tag
Serum Amyloid A	Serum	Nephelometrisch	IN-SAA-0322/C	x		1 Tag
Transferrin	Urin	Nephelometrisch	IN-TFR-Urin-313/C	x		1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Aethylalkohol	Serum, Li-Heparin-, Na-Fluorid-Plasma Urin	enzymatischer Test	IN-ALKO-369/A	x		1 Tag
Alkalische Phosphatase	Serum	IFCC	KI-AP-006/S	x		1 Tag
Alpha-Amylase	Serum, Urin, Serum, Li-Heparin-Plasma	IFCC	KI-AMYS-004/V	x		1 Tag
Alpha-Amylase	Punktat	IFCC	KI-AMYS-004/V		x	1 Tag
Alpha-HBDH	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer UV-Test	IN-HBDH-372/Q	x		1 Tag
Ammoniak	EDTA-Plasma	enzymatischer Test	IN-AMMO-368/A	x		1 Tag
Angiotensin-Converting Enzyme (ACE)	Serum, Plasma	Photometrie	KI-ACE-085/P	x		1 Tag
anorg. Phosphor	Serum, Urin	Molybdate-Reaktion	KI-ANPH-005/X	x		1 Tag
Antithrombin-Aktivität	Citratplasma	kinetischer Farbtest	AT3A-057/D	x		1 Tag
aktivierte Protein C-Resistenz (APCR)	Citratplasma	photooptische Messung	GE-APCR-040/I	x		1 Tag
Apixaban (funktionell)	Citratplasma	Chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	x		1 Tag
Bicarbonat	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Test	IN-BICARB-375/A	x		1 Tag
Bilirubin	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-BILI-007/U	x		1 Tag
Bilirubin direkt	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-BI-D-034/Q	x		1 Tag
C1 Esterase-Inhibitor-Aktivität	Citratplasma	kinetischer Test	GE-C1A-042/G	x		1 Tag
Calcium	Serum, Urin	Photometrie	KI-CA-009/X	x		1 Tag
Calcium	Dialysatflüssigkeit vor und nach der Analyse	Photometrie	KI-CA-009/X		x	1 Tag
Cholesterin	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-CHOL-011/O	x		1 Tag
Cholesterin	Punktat	enzymatischer Farbtest	KI-CHOL-011/O		x	1 Tag
Cholinesterase	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-CHE-010/Q	x		1 Tag
CK-MB	Serum	immunologischer UV-Test mit Inhibierung der CK-M	KI-CK-MB-013/T	x		1 Tag
CK-nac-akt.	Serum	IFCC	KI-CK-012/R	x		1 Tag
Dabigatran (funktionell)	Citratplasma	photooptische Messung	GE-DABI-055/G	x		1 Tag

Eisen	Serum, Li-Heparin- Plasma	Farbtest	KI-FE-015/P	x		1 Tag
Faktor 5	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FA5-FA7-065/A	x		1 Tag
Faktor 7	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FA5-FA7-065/A	x		1 Tag
Faktor 8	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FA8-FA9-064/A	x		1 Tag
Faktor 8 chromogen	Citratplasma	Chromogener Test	GE-FA8-041-J/061/A	x		1 Tag
Faktor 9	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FA8-FA9-064/A	x		1 Tag
Faktor 13	Citratplasma	enzymatischer Test	GE-FA13-18/I	x		1 Tag
Fibrinogen	Citratplasma	photooptische Messung	GE-FIB-050/I	x		1 Tag
Fondaparinux	Citratplasma	Chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	x		1 Tag
Gallensäuren	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-GALLS-119/I	x		1 Tag
Gamma-GT	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	KI-GGT-019/Q	x		1 Tag
Gesamt-Eiweiß	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KI-G.El-016/Q	x		1 Tag
Gesamt-Eiweiß	Punktat, Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	Farbtest	KI-G.El-016/Q		x	1 Tag
GLDH	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	KI-GLDH-035/S	x		1 Tag
Glucose	Na-Fluorid, Fluorid-Citrat-Plasma	Hexokinase/G6P-DH	KI-BZ-008/33	x		1 Tag
Glucose	Na-Fluorid, Fluorid-Citrat-Plasma, Urin, Liquor	Hexokinase/G6P-DH	IN-GLUKOL-366/32	x		1 Tag
Glucose	Punktat, Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	Hexokinase/G6P-DH	KI-BZ-008/33		x	1 Tag
GOT (ASAT)	Serum, Li-Heparin-Plasma	IFCC mit Pyridoxalphosphat	KI-GOT-017/S	x		1 Tag
GPT (ALAT)	Serum, Li-Heparin-Plasma	IFCC mit Pyridoxalphosphat	KI-GPT-018/Q	x		1 Tag
Hämoglobin	EDTA-Vollblut	Spektralphotometrie	HA-Bbgr-003/031	x		1 Tag
Harnsäure	Serum, Urin	enzymatischer Test	KI-HS-022/P	x		1 Tag
Harnsäure	Punktat	enzymatischer Test	KI-HS-022/P		x	1 Tag
Harnstoff	Serum, Li-Heparin-Plasma	kinetischer UV-Test	KI-HST-023/U	x		1 Tag
Harnstoff	Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	kinetischer UV-Test	KI-HST-023/T		x	1 Tag
HDL (High density Lipoprotein)	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-HDL-021/Q	x		1 Tag
Hemmkörper Faktor 8, quantitativ	Citratplasma	photooptische Messung	GE-HEMMT8-016/K	x		1 Tag
Hemmkörper Faktor 9, quantitativ	Citratplasma	photooptische Messung	GE-HEMMT9-19/I	x		1 Tag
Hemmkörper Quick qualitativ	Citratplasma	photooptische Messung	GE-HEMMQuick-024/H	x		1 Tag
Heparin (niedermolekular)	Citratplasma	chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	x		1 Tag
Kreatinin	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	KI-KREA-014/W	x		1 Tag
Kreatinin	Dialysatflüssigkeit vor und nach Dialyse	Photometrie	KI-KREA-014/W		x	1 Tag
Lactat	Na-Fluorid-Plasma, Liquor	Photometrie	IN-LAKT-371/A	x		1 Tag
Lactat	Punktat	Photometrie	IN-LAKT-371/A		x	1 Tag
LDH	Serum, Plasma, Liquor	IFCC	KI-LDH-024/R	x		1 Tag
LDH	Punktat	IFCC	KI-LDH-024/R		x	1 Tag
LDL (Low Density Lipoprotein)	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KL-LDL-104/Q	x		1 Tag
Lipase	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Farbtest	KI-LIPA-025/S	x		1 Tag
Lithium	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	KI-LI-120/I			1 Tag
Lupus Antikoagulans	Citratplasma	photooptische Messung	GE-LUPUS-046/K	x		1 Tag
Magnesium	Serum, Li-Heparin-Plasma	Farbtest	KL-MAGN-149/R	x		1 Tag
Protein C-Aktivität	Citratplasma	kinetischer Test	GE-PROCAK-033/H	x		1 Tag
Protein S-Aktivität	Citratplasma	photooptische Messung	GE-PROTSA-034/K	x		1 Tag
Serumindices	Serum, Li-Heparin-, Na-Heparin-EDTA-, Na-Fluorid-, Fluorid-Citrat-Plasma	Photometrie	KL-SI2_Seum_Index_135/C	x		1 Tag
Rivaroxaban (funktionell)	Citratplasma	Chromogener Test	GE-HEPA_FOND_APIX_RIVA_063/A	x		1 Tag
Thrombinzeit	Citratplasma	photooptische Messung	GE-TZ-051/I	x		1 Tag
Thromboplastinzeit, einschließlich INR	Citratplasma	photooptische Messung	TPZ-INR_052/K	x		1 Tag
Triglyceride	Serum, Li-Heparin-Plasma	enzymatischer Test	KI-TRI-027/V	x		1 Tag
Triglyceride	Punktat	enzymatischer Test	KI-TRI-027/V		x	1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Albumin	Serum, Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Turbidimetrisch	KL-ALB-002/28	x		1 Tag
Partielle Thromboplastinzeit	Citratplasma	Photometrie	PTT SynthAFax-044/M/GE-PTT_53/I	x		1 Tag
ASL quant.	Serum	Turbidimetrisch	KI-ASL-031/S	x		1 Tag
CRP quant.	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-CRP-032/U	x		1 Tag
Cystatin C	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KL-CYSTAT-127/L	x		1 Tag
D-Dimere (Fibrinspaltprodukte)	Citratplasma	Turbidimetrisch	GE-DIMER-049/L	x		1 Tag
Emicizumab	Citratplasma	Photometrie	GE-EMICI-060/B	x		1 Tag
Gesamteiweiß	Urin	Turbidimetrisch	KI-EIWEH-118/W	x		1 Tag
Gesamteiweiß	Serum, Liquor	Turbidimetrisch	IN-EIWEIL-EIWEILS-367/A	x		1 Tag
Hämoglobin im Stuhl	Stuhl	Turbidimetrisch	BA-PV-353/C	x		1 Tag
HbA1c	EDTA-Vollblut	Immunturbidimetrisch	HA-HbA1C-011/W	*		1 Tag
Hemmkörper PTT qualitativ	Citratplasma	Turbidimetrie	GE-HEMMQPTT-020/I	x		1 Tag
Lipoprotein (a) [Lp(a)]	Serum	Turbidimetrisch	KL-LIPOA-129/S			1 Tag
löslicher Transferinrezeptor und Thomasplot	Serum, Li-Heparin- Plasma	Turbidimetrisch	KL-TFR-136/K	x		1 Tag
Partielle Thromboplastinzeit	Citratplasma	Turbidimetrie	GE-PTT-044/M, GE-PTT2-053/I, GE-LPTT-063/A	x		1 Tag
Protein S frei	Citratplasma	Turbidimetrisch	GE-PROTSF-056/L	x		1 Tag
von Willebrand-Faktor-Antigen	Citratplasma	Turbidimetrie	GE-RISTO-036/N	x		1 Tag
Transferrin	Serum	Turbidimetrisch	KL-TRAN-052/M	x		1 Tag
von Willebrand-Faktor-Ag	Citratplasma	Turbidimetrisch	GE-WILLE-010/M	x		1 Tag

Prüfart:
Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie) ohne Flexibilisierung ^[Flex A]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
-------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------------------------

Albumin	Punktat	Turbidimetrisch	KL-ALB-002/28		x	1 Tag
---------	---------	-----------------	---------------	--	---	-------

Prüfart:
Spektrometrie (Reflektometrie / Träger gebundene Untersuchungsverfahren) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Ascorbinsäure, Bilirubin, Blut, Eiweiß, Glucose, Keton, Nitrit, spezifisches Gewicht, pH	Urin	mit Hilfe von Reagenzträgern	KL-Harnstatus-116/W	x		1 Tag

Prüfgebiet: Immunologie

Prüfart:
Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen) ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
B-Lymphom-Diagnostik	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-BLYM 3951 Lymphom-Diagnose-025/Q		x	1 Tag
CD19/CD20	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-BLYM 3951 Lymphom-Diagnose-025/Q		x	1 Tag
Bestimmung von intrazyto-plasmatischen Kappa und Lambda	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-BLYM 3951 Lymphom-Diagnose-025/Q		x	1 Tag
Lymphozytendifferenzierung	Bronchiallavage	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-BAL-018/M		x	1 Tag
Lymphozytenstatus groß	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-Immunstatus Multi-027/U		x	1 Tag
Lymphozytenstatus klein	EDTA-Blut	Immunphänotypisierung haematopoetischer Zellen	BG-Immunstatus Multi-027/U		x	1 Tag

Prüfart:
Elektrophorese ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Kappa-Leichtketten frei	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag
Kappa-Leichtketten gesamt	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag
Lambda-Leichtketten frei	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag
Lambda-Leichtketten gesamt	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag
IgG	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag
IgA	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag
IgM	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag
IgD	Serum	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V	x		1 Tag
IgE	Serum	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V	x		1 Tag
IgE	Serum, Urin	Immunfixationselektrophorese	IN -IMMU-012/V/IMMUH-013/U	x		1 Tag

Prüfart:
Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Antikörper gegen cyclisches citrulliniertes Peptid (CCP IgG)	Serum	ECLIA	KL-CCP-151/P	x		1 Tag
AAK gegen dsDNA	Serum	CLIA	IN-DNA-231/N	x		1 Tag
Anti-dense fine speckled-Antikörper (DFS70-AK)	Serum	CLIA	IN-DFS70-326/D	x		1 Tag
AAK gegen extrahierbare nukleäre Antigene (IgG) (ENA) folgende werden erfasst: nRNP/SM, Sm, SS-A, RO-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENPB, PCNA, dsDNS, Nukleosomen, Histone, rib. P-Protein, AMA-M2	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	Immunoblot	IM-ANA-Euroline 160/S	x		1 Tag
AAK gegen extrahierbare Nukleäre Antigene (ENA) Screening Test (dsDNA, Sm/RNP, Ro52, SS-B, Scl-70, Zentromer, Mi-2, KU, ThTo, RNA, PolIII, PM/Scl, PCNA, Jo-1, Rib-P-Protein)	Serum	CLIA	ENA (CTD)-140/P	x		1 Tag
Ganglioside-IgG- und IgM-AK	Serum, Liquor	Immunoblot	IM-GANGLI-004/O	x		1 Tag
AAK glomeruläre Basalmembran	Serum	CLIA	IN-GBM-311/O	x		1 Tag
AAK gegen Anti-Heparin /PF4 (IgG)	Serum	Immunoassay	BG-HIT-023/S	x		1 Tag
AAK gegen 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Rduktase (HMGCR)	Serum	CLIA	HMGR-325/C	x		1 Tag
AAK gegen Leberspez. Antigene-Euroline (AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gb210, LKM-1, LC-1, SLA/P und Ro52)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	Immunoblot	IM-Leberblot-008/O	x		1 Tag
AAK gegen Myeloperoxidase	Serum	CLIA	IN-MPO-229/F	x		1 Tag
AAK gegen Proteinase 3	Serum	CLIA	IN-PR3-306/D	x		1 Tag

AAK gegen Myositis Antigene Mi-2 α , Mi-2 β , TIF1 γ , MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, Pl-12, EJ, OJ, Ro-52	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	Immunoblot	IN-Myositis-325/F und IN-Myositis 4-321/E	x		1 Tag
AAK gegen neuronale Antigene (Amphiphysin, CV2, PNMA2, (Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, Recoverin, SOX1, Titin, TR, ZINKF	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma, Liquor	Immunoblot	IN-neuronale-Antigene-Blot-324/L	x		1 Tag
AAK gegen Systemische Antikörper (Scl-70, CA, CB, RP11, RP155, Fib, NOR90, Th/Th, Ku, PM-100, PM-75, PDGER, Ro-52)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	Immunoblot	IM-Sklero-Blot-320/D	x		1 Tag
Acetylcholinrezeptor-AAK	Serum, Heparin-, EDTA-Plasma	Radiorezeptorassay	RI-ACR-027/T	x		1 Tag
Allergiespez. IgE RAST Allergene	Serum, Heparin-, EDTA-Plasma	Fluoreszenzenzymimmunoassay	RI-RAST-IgE036/S	x		1 Tag
Anti IA2 (Autoantikörper gegen Tyrosin-Phosphatase) IgG	Serum	Enzymimmunoassay	IA2_091/FG	x		2 Tage
AK gegen TNF- α -Infliximab-AK	Serum	ELISA	RI-INFLIXAK_92/K	x		1 Tag
II β -Glykoprotein IgG- und IgM-AK	Serum	CLIA	IN-BETAGL-BETAGM-226/M	x		1 Tag
C3a-IgG-zirkulierende Immunkomplexe	Serum	Enzymimmunoassay	IN-C3a-148/P	x		
C3d-IgG-zirkulierende Immunkomplexe	Serum	Enzymimmunoassay	IN-C3d-189/N	x		
Calcium-Kanal-AL (Lems)	Serum	Radiorezeptorassay	RI-CALKAP-096/F	x		1 Tag
Cardiolipin-IgG- und IgM-AK	Serum	CLIA	IN-CARG-CARM 144/U	x		1 Tag
GAD-Antikörper (Glutamat- Decarboxylase)	Serum	Immunradiometrischer Assay	RI-GAD-018/O	x		1 Tag
Gliadin-IgA- und IgG-AK	Serum	Enzymimmunoassay	IN-GLIA-GLIG-141/S	x		1 Tag
IgE	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	ECLIA	IN-IGE-032/N	x		1 Tag
Kalium-Kanal-AK (VGKC)	Serum	Radiorezeptorassay	RI-KALKANLS-095/E	x		2 Tage
mikrosomale TPO AAK (MAK)	Serum	ECLIA	IN-MAK-236/R	x		1 Tag
Thyreoglobulin AAK (TAK)	Serum	ECLIA	IN-TAK-237/K	x		1 Tag
Thyreoida Rezeptor AAK (TRAK)	Serum	ECLIA	IN-TRAK-238/R	x		1 Tag
Transglutaminase-IgA- und IgG-AK	Serum	CLIA	IN-TRANS-TRANSAG-142/P	x		1 Tag

Untersuchungsart:
Mikroskopie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
AAK gegen Actin	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ANA-001/T	x		1 Tag
AAK gegen Aquaporin 4	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma, Liquor	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AQUAPOR-035/E	x		1 Tag
AAK gegen Granulozytenzytoplasma (CANCA, pANCA)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-pANCA-cANCA-020/S	x		1 Tag
AAK gegen Centromere Proteine	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ANA-001/T	x		1 Tag
AAK gegen Doppelstrang DNS (Crithidientest)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-DNSCRI-017/L	x		1 Tag
AAK gegen Gefäßendothel	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AMA-022/S	x		1 Tag
AAK gegen glatte Muskulatur (ASMA)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ASMA-018/N	x		1 Tag
AAK gegen Inselzellen	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-INSE-024/P	x		1 Tag
AAK gegen Intrinsic Faktor	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-Intrinsicfaktor-PCA-033/C			1 Tag
AAK gegen neuronale Antigene (Hu, Ri, Yo, PCA, TR (DNER), ANNA-3)	Serum, Plasma, Liquor	indirekte Immunfluoreszenz	IM-neuronale-Antigene-023/N	x		1 Tag
AAK gegen Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-MOG-IFT-032/F	x		1 Tag
AAK gegen Myelin-Oligodendrocyten-Glykoprotein (MOG)	Liquor	indirekte Immunfluoreszenz	IM-MOG-IFT-032/F		x	1 Tag
AAK gegen Parietalzellen (PCA)	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-PCA-PC-025/L	x		1 Tag
AAK gegen Anti-Phospholipase A2-Rezeptor (PLA2R)	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-PHOSA2_THSD7A_034/D	x		1 Tag
Thrombospondin Type-1 Domain-containing Protein 7A (THSD7A)	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-PHOSA2_THSD7A_034/D	x		1 Tag
AAK gegen Tubuläre Basalmembran	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AMA-022/S	x		1 Tag
AAK gegen Zellkerne (ANA)	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ANA-001/T	x		1 Tag
AAK Mitochondrien (AMA)	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-AMA-022/S	x		1 Tag
AAK gegen Endomysium IgA	Serum, Plasma	indirekte Immunfluoreszenz	IM-ENDOMY-031/F	x		1 Tag

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Nephelometrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
C3c-Komplement	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Nephelometrisch	IN-C3-026/K	x		1 Tag
C4-Komplement	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Nephelometrisch	IN-C4-027/L	x		1 Tag
Freie Leichtketten Kappa	Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-KAPPAS_LAMBDOS_030/O IN-KAPPAH-LAMDAH-Ratio-224/M	x		1 Tag
Freie leichtketten Lambda	Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-KAPPAS_LAMBDOS_030/O IN-KAPPAH-LAMDAH-Ratio-224/M	x		1 Tag
IgA, einschließlich Berechnung des Serum/Liquorquotienten und Interpretation nach Reiber	Liquor, Serum	Nephelometrisch	IN-IGAL-018/N	x		1 Tag
IgG, einschließlich Berechnung des Serum/Liquorquotienten und Interpretation nach Reiber	Liquor, Serum, Urin	Nephelometrisch	IN-IGG-014/P	x		1 Tag

IgG-Subklassen (1-4)	Serum, EDTA-, Li-Heparin-Plasma	Nephelometrisch	IN-Ig-Subklassen-125/T	x		1 Tag
IgM, einschließlich Berechnung des Serum/Liquorquotienten und Interpretation nach Reiber	Liquor, Serum	Nephelometrisch	IN-IGML-017/O, IGMLS-310-C	x		1 Tag

Untersuchungsart:
Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatzstag
IgA	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-IGA-051/N	x		1 Tag
IgG	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-IGG-049/O	x		1 Tag
IgM	Serum, Li-Heparin-, EDTA-Plasma	Turbidimetrisch	KI-IGM-050/P	x		1 Tag
Rheumafaktor	Serum, Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrisch	KI-RF-033/L	x		1 Tag

Untersuchungsart:
Zellfunktionsteste ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatzstag
Allergiediagnostik (Arzneimittel, Insektengifte)	EDTA-Blut	Funktionsprüfung nach zellulärer Antigenstimulation (CD63)	BG-CD63-026/M	x		1 Tag
Freisetzung von IFN γ nach Stimulation mit Antigenen von M. tuberculosis	Li-Heparin-Plasma	Zytokinfreisetzung, Messung Zytokin mittels CIA	IN-TBC-317/R	x		2 Tage

Prüfgebiet: Humangenetik (Molekulare Humangenetik)
Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) ^[Flex C]

Indikation und Analyt (Gen/E/Variante/N)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatzstag
V. a. genetisch bedingte Hyperlipidämie. Nachweis der häufigsten Apolipoprotein E (ApoE, NM_000041.4) Allele (ϵ 2, ϵ 3, ϵ 4). ϵ 3 (Wildtyp): c.334T, c.472C. ϵ 2: c.334T, c.472>T. ϵ 4: c.334T>C, c.472C.	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotinmarkierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-APOE-0106/B	x		1 Tag
V. a. genetisch bedingte Thrombophilie. Faktor II-Mutation (c.20210G>A; c.*97G>A; rs1799963) in der 3'UTR des F2-Gens (Prothrombin; NM_000506.5)	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden, Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	MB-FA5+2-086/B	x		1 Tag
V. a. genetisch bedingte Blutgerinnungsstörung. Faktor V-Leiden-Mutation (c.1691G>A, p.Arg506Gln, rs6025) im F5-Gen (RefSeq NM_000130.5)	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden, Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	MB-FA5+2-086/B	x		1 Tag
V. a. familiäres Mittelmeerfieber (FMF)-MEFV-Gen (RefSeq: NM_000243.3); PCR- und Sanger-Sequenzierung der kodierenden Bereiche (Exon 1-10) einschließlich der Intron-Exon-Übergänge. Nach heutigem Kenntnisstand werden sämtliche pathogenen Sequenzvariationen innerhalb der kodierenden DNA-Abschnitte des MEFV-Gens überprüft.	EDTA-Blut	PCR, Sanger-Sequenzierung	MB-MEFV_GEN-079/G		x	
V. a. genetisch bedingte Hämochromatose. Nachweis der pathogenen Mutationen c.187C>G (p.His63Asp; rs1799945) und c.845G>A (p.Cys282Tyr; rs1800562) im HFE-Gen (NM_00410.3)	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierung	MB-HAEMOC-017/V	x		1 Tag
V. a. Hereditäre Fructoseintoleranz: Untersuchung von vier Mutationen (c.448G>C (p.Ala149Pro; rs1800546), c.524C>A (p.Ala174Asp; rs76917243), c.1005C>G (p.Asn334Lys; rs78340951), c.360-363delCAAA (Δ E4E)) im Aldolase B-Gen (ALDOB; NM_000035.4)	EDTA-Blut, Citratblut, Wangenabstrich	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotinmarkierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-ALDOLAB-108/A	x		1 Tag
V. a. Zöliakie. Nachweis krankheitsassoziierter HLA-DQA1 (NM_002122.5) und HLA-DQB1 (NM_001243961.2) Allele: HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 und/oder HLA-DQ8	EDTA-Blut	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierung	HLADQ-2-8-PCR-083/E	x		1 Tag

V. a. Morbus Bechterew, Reiterkrankheit. Nachweis der folgenden Sybtypen: HLA-B*27:01 bis 21 HLA-B*27:23 bis 152 HLA-B*27:154 bis 164	EDTA-Blut, Citratblut	PCR, Detektion mittels spezifisch markierter Hydrolysesonden	MB-HLAB27-105/C	x		1 Tag
V. a. genetisch bedingte Laktoseintoleranz. Nachweis der Mutation an der Position -13907C>T (rs4988235; auch bekannt als -13910C>T) in einem cis-regulatorischen Element des Laktase-Gens (LCT, NM_002299.4)	EDTA- oder Citratblut, Wangenabstrich	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden, Schmelzpunktanalyse der Amplifikationsprodukte mit interkalierendem Farbstoff	MB-LACPCR-032/R	x		1 Tag
V. a. Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Nachweis des Wildtyp M sowie der Mutationen S (c.863A>T, p.Glu288Val, rs17580) und Z (c.1096G>A, p.Glu366Lys, rs28929474) im Serpina1-Gen (NM_000295.5)	EDTA- oder Citratblut	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotinmarkierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-Antigeno-107/A	x		1 Tag
weak-D-Abklärung bei diskrepanten oder zweifelhaften serologischen Befunden Erkennung folgender Allele anhand der genannten Mutationen: RHD*01W.1.1 (52C>G), RHD*01W.1 (809 T>G), RHD*01W.2 (1154G>C), RHD*01W.3 (8C>G), RHD*01W38 (833 G>A), RHD*01W.5 (446 C>A), RHD*01W.17 (340 C>T), RHD*15 845 (G>A), RHD*01W20 (1250 T>C), RHD*01W31 (17C>T), RHD*09.01.00 (1025T>C), RHD*01EL.01 (1227G>A), RHD*01EL.08 (486+1G>A), RHD*09.05 (872C>G), RHD*08N.01 (654G>C),	EDTA- oder Citratblut	Multiplex-Realtime PCR, Detektion mittels spezifisch markierter Hydrolysesonden	MB-RHDGEN_AMRHDGEN-096/C	x		1 Tag
V.a. Fluoropyrimidin-assoziiierter-Toxizität bei Krebspatienten, wo die Chemotherapiebehandlung mit 5-Fluorouracil (5-FU)-basierten Medikamenten erfolgen soll. Genotypisierung des DPYD-Gens (LRG_722, NM_000110.3): c.1905+1G>A (DPYD*2A, rs3918290) c.1679T>G (DPYD*13, rs55886062, p.(He560Ser)) c.2846A>T (rs67376798, p.(Asp949Val)) HapB3-Haplotyp c.1129-5923C>G (rs75017182), c.1236G>A (rs56038477), c.483+18G>A (rs56276561)	EDTA-Blut	PCR, Fragmentanalyse	MB-DPYD-Elucigene-098/D	*		
V.a. Fluoropyrimidin-assoziiierter Toxizität bei Krebspatienten, wo die Chemotherapiebehandlung mit 5-Fluorouracil (5-FU)-basierten Medikamenten erfolgen soll. Genotypisierung des DPYD-Gens (LRG_722, NM_000110.3): c.1905+1G>A (DPYD*2A, rs3918290) c.1679T>G (DPYD*13, rs55886062, p.(He560Ser)) c.2846A>T (rs67376798, p.(Asp949Val)) HapB3-Haplotyp c.1129-5923C>G (rs75017182)	EDTA-Blut	real-time PCR	MB-SOP-MB-PV-120-DPYD_Diatech_2/A	x		1 Tag
V.a. RHD-positiven Fetus bei nicht-immunisierten RhD-negativen Schwangeren. Qualitativer Nachweis der Exons 5, 7 und 10 des RHD Gens (NM_016124.6) von RHD-positiven Feten	Die primäre klinische Probe ist EDTA-Vollblut ab der Schwangerschaftswoche (SSW) ≥11+0, aus welchem das Plasma abgetrennt wird	Multiplex real-time PCR	MB- FetoGnost- Kit RHD-100/B	x		1 Tag
Marbus-Meulengracht-Irinotecan-Toxizität Gezielter Nachweis der häufigsten Defizienzallele *6 und *28 im UGT1A1-Gen	EDTA-Blut	PCR, Sangersequenzierung	MB-UGT1A1-110/A	*		
Alpha- und beta-Thalassämien (OMIM-P: 604131, 613985) Hämoglobinopathien (Strukturvarianten, bspw. Hbs/OMIM-P: 603903), (Dewyter Thalassemia, Art. No.: 8-A106), HBA1, HBA2, HBB auf SNV, CNV (OMIM-G: 141800, 141850, 141900)	EDTA-Blut, DNA	NGS (Sequence-by-synthesis, Illumina-Technik), Panel-Analyse (Amplicon-Sequenzierung), Pipeline von Hersteller (Amplicon Suite v3.7), SNV, CNV	MB-HBGENO-114/A	x		3 Tage

Prüfgebiet: Mikrobiologie
Untersuchungsart:
Agglutinationsteste ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
VDRL-Test	Serum	Latexpartikelagglutination	IN-VDRL, VDRLT-279/U	x		1 Tag
Treponema pallidum-Antikörper	Serum	Partikelagglutination	IN-TPHA-278/S	x		1 Tag

Untersuchungsart:
Empfindlichkeitstestungen von Bakterien und Pilzen ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
grampositive Keime z.B. (α, β, γ-hämolisierende Streptokokken einschließlich Pneumokokken, Enterokokken und Staphylokokken)	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) / (vollmechanisiert), Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/Q, 231/H, 357/A, 359/A	x		(2-5) Tage
Anaerobier	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/Q	x		4 Tage
Neisseria gonorrhoeae	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/Q	x		3 Tage
Helicobacter pylori	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-210/Q	x		10 Tage
aerobe gramnegative Stäbchen (Enterobacterales und Nonfermenter)	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) / (vollmechanisiert), Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test n. EUCAST)	ba-pv-364/A	x		2 Tage
Hefe und hefeähnliche Pilze	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK) / (vollmechanisiert)	ba-pv-233/F	x		2 Tage
Resistenztest von schwer anzüchtbaren Erregern	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Agardiffusionstest mit MHK-Bestimmung (E-Test nach EUCAST ggf. CLSI)	ba-pv-209/V	x		2 Tage
Resistenztestung von Hefen und Cryptococcus spp	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Bouillondilutions-verfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)	ba-pv-362/A	x		2 Tage

Untersuchungsart:
Immunchromatographie (IC) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Carbapenamase-bildende gramnegative Stäbchen	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Immunchromato-graphisch	ba-pv-360_A	x		2 Tage
Oxacillinresistenter Staphylococcus aureus	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	Immunchromato-graphisch	ba-pv-360_A	x		3 Tage
Plasmodien-Antigen	EDTA-Vollblut, Kapillarblut	immunchromato-graphisch	HA-MALA-S-024/F	x		4 Tage

Untersuchungsart:
Keimdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
gramnegative Stäbchen und Kokken	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch-orientierend, biochemisch-aufwändig (bunte Reihe, Mehrkammerv Verfahren) massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	ba-pv-309/J, -315/J, -326/G, -352/B,	x		2 Tage
grampositive Kokken und Stäbchen	Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch-orientierend, biochemisch-aufwändig (bunte Reihe, Mehrkammerv Verfahren) massenspektrometrische Erregerdifferenzierung	ba-pv-308/G, -317/K, -352/B	x		2 Tage

Hefe und hefeähnliche Spezies	Keimsuspension, Reinkultur angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch-aufwändig (bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) massenspektrometrische <i>Erregerdifferenzierung</i>	ba-pv-346/H, -350/G, -352/B	x		2 Tage
Mycoplasma hominis	Urin, Abstriche aus dem Urogenitaltrakt, Ejakulate	biochemisch-einfach	ba-pv-339/L	x		4 Tage
Salmonellen	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische <i>Erregerdifferenzierung</i>	ba-pv-327/M, -352/B	x		2 Tage
Shigellen	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische <i>Erregerdifferenzierung</i>	ba-pv-328/H, -352/B	x		2 Tage
Staphylokokken	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische <i>Erregerdifferenzierung</i>	ba-pv-310/I, -352/B	x		2 Tage
Streptokokken	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische <i>Erregerdifferenzierung</i>	ba-pv-311/G, ba-pv-323/G, -352/B	x		2 Tage
Ureaplasma urealyticum	Urin, Abstriche aus dem Urogenitaltrakt, Ejakulate	biochemisch-einfach	ba-pv-339/L	x		3 Tage
Yersinien	Reinkultur, angezüchtet aus Untersuchungsmaterialien wie bei Kulturverfahren	biochemisch, serologisch, massenspektrometrische <i>Erregerdifferenzierung</i>	ba-pv-329/I, -352/B	x		2 Tage

Untersuchungsart:
Kulturelle Untersuchungen ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Arcobacter spp	Stuhl-Proben, Analabstriche mit der Anforderung auf Arcobacter	Anzucht, kulturelle Untersuchungen (selektiv) in mikroaerobe Atmosphäre	ba-pv-115/L	x		2 Tage
Anaerobier	Gelenkpunktat, Abstriche aus dem Wundbereich, HNO-Bereich, gynäkologischen Bereich, Urethralabstriche, Analabstriche, Augenabstriche, Ejakulat, Exprimat, Liquor, Trachealsekret, Bronchialsekret, Sputum, Bronchiallavage, Gallenblasensekret, Katheterspitzen, Gewebematerialien, Biopsate, Stuhl, Blasenpunktionsurin, Nativurin, Uricult®, Wundsekrete, Blutkulturen,	kulturelle Untersuchungen (selektiv) in anaeroben Atmosphäre mit Anreicherungsverfahren	ba-pv-142/T	x		4 Tage
bakterielle Erreger und Pilze	Gelenkpunktat, Abstriche aus dem Wundbereich, HNO-Bereich, gynäkologischen Bereich, Urethralabstriche, Analabstriche, Augenabstriche, Ejakulat, Exprimat, Liquor, Trachealsekret, Bronchialsekret, Sputum, Bronchiallavage, Gallenblasensekret, Katheterspitzen, Gewebematerialien, Biopsate, Stuhl, Blasenpunktionsurin, Nativurin, Uricult®, Wundsekrete, Blutkulturen, Prothesenmaterial (Sonikationsmaterial)	kulturelle Untersuchungen (selektiv und nicht selektiv) mit Anreicherungsverfahren, Blutkulturverfahren (teilmechanisiert), Keimzahlbestimmung,	ba-pv-100/P, -101/M, -102/L, -103/I, -104/M, -105/L, -106/K, -107/J, -108/J, -109/I, -110/P, -112/H, -113/I, -114/H-115/L, -116/H, -118/I, -119/N, -120/I, -121/L, -122/I, -123/G, -124/I, -125/S, -132/M, -134/H, -137/K, -139/G, -142/T, -145/H, -157/H, 160/K, -161/F, -162/C, -164/D, -167/B, 361/A	x		2-14 Tage
						2 Tage
Campylobacter	Blutkulturen, Stuhl-Proben, Analabstriche mit der Anforderung auf Campylobacter	Anzucht, kulturelle Untersuchungen (selektiv) in mikroaerobe Atmosphäre	ba-pv-115L, 125/S	x		

Dermatophyten	Nagel- und Hautmaterial	Anzucht kulturelle Untersuchungen (selektiv)	ba-pv- 348/O	x		4 Wochen
Helicobacter pylori	Bioplat	Anzucht	ba-pv-160/K	x		10 Tage
Mykobakterien (M. tuberculosis-Komplex, nicht-tuberkulöse Mykobakterien (MOTT))	Urin, Liquor, Blut, Menstrualblut, Sputum, Bronchial-, Trachealsekret, Bronchiallavage, Punktate, Magennüchtersekret, Gewebesekret, Stuhl	kulturelle Untersuchungen (selektiv) mit Anreicherungsverfahren	tb-pv-101/M, - 202/P, -203/L	x		8 Wochen
Mykobakterien (M. tuberculosis-Komplex, nicht-tuberkulöse Mykobakterien (MOTT))	Blut im Myco/F-lytik-Fläschchen, Vollblut, Heparinblut, Menstrualblut	Blutkulturverfahren (teilmechanisiert)	tb-pv-102/K, -204/M	x		8 Wochen
Mycoplasmen	Urogenitalabstriche, Urine, Ejakulat	Anzucht selektiv (Urea-Arginine-LYO-Bouillon)	ba-pv-339/L	x		4 Tage
Schimmelpilze	Pilzplatten, Material aus Atemwegen, Ohr-, Augen-, Nasenabstriche	Anzucht	ba-pv-349/N	x		2-14 Tage
Ureaplasma urealyticum	Urogenitalabstriche, Urine, Ejakulat	Anzucht kulturelle Untersuchungen (selektiv) mit Anreicherungsverfahren	ba-pv-339/L	x		4 Tage

Untersuchungsart:
Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Bordetella pertussis-IgA-Toxin	Serum,	ELISA	IN-PERTOX-PERTOXA-274/L	x		1 Tag
Bordetella pertussis-IgG-Toxin	Serum	ELISA	IN-PERTOX-PERTOXA-274/L	x		1 Tag
Borrelia burgdorferi-IgG-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-BORBG-BORBM-098/X	x		1 Tag
Borrelia burgdorferi-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-BORG-281/K	x		1 Tag
Borrelia burgdorferi-IgG-Antikörper zur Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren	Serum, Liquor	ELISA	IN-BORGL-BORML-077/P	x		1 Tag
Borrelia burgdorferi-IgM -Antikörper	Serum, Liquor	Immunoblot	IN-BORBG-BORBM-098/Y	x		1 Tag
Borrelia burgdorferi-IgM- Antikörper zur Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum/Liquorpaaren	Serum, Liquor	ELISA	IN-BORGL-BORML-077/P	x		1 Tag
Borrelia burgdorferi-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-BORM-282/I	x		1 Tag
Campylobacter-IgA-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-CAMP-CAMPAB-205/K	x		1 Tag
Campylobacter-IgG-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-CAMP-CAMPAB-205/K	x		1 Tag
Campylobacter- jejuni und -coli-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-STCAMP-307/B	x		1 Tag
Chlamydia pneumoniae-IgA- Antikörper	Serum	ELISA	IN-CHLA-CHLG-CHLM-114/U	x		1 Tag
Chlamydia pneumoniae-IgG- Antikörper	Serum	ELISA	IN-CHLA-CHLG-CHLM-114/U	x		1 Tag
Chlamydia trachomatis -IgG- Antikörper	Serum	ELISA	IN-CHLTG-CHLTA-120/Q	x		1 Tag
Chlamydia trachomatis-IgA-Antikörper	Serum	ELISA	IN-CHLTG-CHLTA-120/Q	x		1 Tag
Clostridioides difficile einschließlich der Toxine A und B und Clostridium difficile spezifische Glutamatdehydrogenase	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-CLOST-153/V und CLOST-DIFF-302/E	x		1 Tag
Diphtherie-Toxin-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-DIPH-079/O	x		1 Tag
Entamoeba histolytica-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-AMOEST-155/M	x		
Helicobacter pylori-Antigen	Stuhl	CLIA	IN-HELIST-172/P	x		1 Tag
Helicobacter pylori-IgA -Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-HELIAB-HELIGB-102/T	x		1 Tag
Helicobacter pylori-IgG -Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-HELIAB-HELIGB-102/T	x		1 Tag
Helicobacter-IgA-Antikörper	Serum	ELISA	IN-HELICO-100/T	x		1 Tag
Helicobacter-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-HELICO-100/T	x		1 Tag
Lamblien-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-LAMBST-152/K	x		
Legionella pneumophila Serogruppe 1- Antigen	Urin	Enzymimmunoassay	IN-LEGIH-127/M	x		1 Tag
Mycoplasma pneumoniae-IgA- Antikörper	Serum	ELISA	IN-MYCOG-MYCOM-067/O	x		1 Tag
Mycoplasma pneumoniae-IgG- Antikörper	Serum	ELISA	IN-MYCOG-MYCOM-067/O	x		1 Tag
Mycoplasma pneumoniae-IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-MYCOG-MYCOM-067/O	x		1 Tag
Tetanus-Toxin-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-TETA-090/M	x		1 Tag
Toxoplasmose-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-TOXG-190/U	x		1 Tag
Toxoplasmose-IgG-Antikörper Aviditätstest	Serum	CLIA	IN-TOXAV-183/V	x		1 Tag
Toxoplasmose-IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-TOXM-191/W	x		1 Tag
Toxoplasmose-IgG-Antikörper Aviditätstest	Serum	Immunoblot	IN-TOXO-IGG-Blot und Avidität-315/B	x		1 Tag
Treponema pallidum- Antikörper	Serum	CLIA	IN-TPHA-269/N	x		1 Tag
Treponema pallidum-IgM -Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-LUESMB_069/R	x		1 Tag
Verotoxine 1 und 2 von E.-coli (EHEC)	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-EHEC-154/M	x		
Yersinien -IgA- Antikörper (erfasst werden Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis)	Serum	ELISA	IN-YERG/YERA -64/T	x		1 Tag

Yersinien -IgG- Antikörper (erfasst werden Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis)	Serum	ELISA	IN-YERG/YERA -64/T	x		1 Tag
Yersinien-IgA-Antikörper (erfasst werden Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis)	Serum	Immunoblot	IN-YERBA--YERBG-071/Q	x		1 Tag
Yersinien-IgG-Antikörper (erfasst werden Y. pestis, Y. enterocolitica und Y. pseudotuberculosis)	Serum	Immunoblot	IN-YERBA--YERBG-071/Q	x		1 Tag

Untersuchungsart:
Mikroskopie ^[Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Bartonella-henselae-IgG und -IgM-Antikörper	Serum	direkte Immunfluoreszenz	IM-BARTHG-BARTHM-030/G	x		1 Tag
Chlamydia psittaci-IgG und -IgA-Antikörper	Serum	direkte Immunfluoreszenz	IM-CHMIFG-CHMIFA-027/Q	x		1 Tag
Cryptococcus neoformans	Liquor, Trachealabstrich, Bronchialsekret, Urin, Stuhl	Tusche Präparat n. Burri	ba-pv-145/H		x	1 Tag
Coccidien	Stuhl	nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv-340/I		x	1 Tag
Dermatophyten	Haut-, Nagelmateriale	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv-348/N		x	1 Tag
Enterobius vermicularis	Tesafilm	ohne Anfärbung	ba-pv-319/D		x	1 Tag
gramnegative Kokken	Abstriche, Sekrete, Liquor, Sputum, Gewebe	nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv-322/H		x	1 Tag
gramnegative Stäbchen	Abstriche, Sekrete, Liquor, Sputum, Gewebe	nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv-322/H		x	1 Tag
Haemophilus ducreyi	Sekret, Gewebepartikel, Eiter aus Lymphknoten	Anzucht, mikroskopisch	ba-pv-161/F		x	1 Tag
humanpathogene Parasiten, Wurmeier und Protozoen	Stuhl, Urin	Hellfeldmikroskopie nach Voranreicherung und Anfärbung (SAF-Verfahren)	ba-pv-158/E/ba-pv-166/A	x		1 Tag
Legionella pneumophila	Serum	indirekte Immunfluoreszenz	IM-LEGI-028/N	x		1 Tag
Malariaerreger	Vollblut, Dicker Tropfen	nach Anfärbung mittels Farbstoffen	HA-MALA-025/C		x	1 Tag
Mykoplasmen	Urin, Urogenitalabstriche, Ejakulat	Anzucht, mikroskopisch	ba-pv-339/L		x	1 Tag
Mykobakterien	Urin, Liquor, Blut, Menstrualblut, Sputum, Bronchial-, Trachealsekret, Bronchiallavage, Punktate, Magennüchternsekret, Gewebe, Stuhl	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	tb-pv-201/Q		x	1 Tag
Nachweis von mycelbildenden Pilzen (Schimmelpilze)	Materialien aus den Atemwegen, Ohr-, Nasen-, Augenabstriche	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	ba-pv- 349/N		x	1 Tag
Trichomonaden	Urin	Hellfeldmikroskopie nach Voranreicherung ohne Anfärbung	ba-pv-140/G		x	1 Tag
Ureaplasma urealyticum	Urin, Urogenitalabstriche, Ejakulat	Anzucht, mikroskopisch	ba-pv-339/L		x	1 Tag
Wurmglieder und Parasiten	Stuhl, Wurmglied, Parasit	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	ba-pv-150/F		x	1 Tag

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Dermatophyten (DNA); Trichophyton tonsurans, Trichophyton equinum, Trichophyton interdigitale/ mentagrophytes, Trichophyton interdigitale, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton quinckeanum/schoenleinii/simii, Trichophyton quinckeanum, Trichophyton schoenleinii, Trichophyton simii, Trichophyton concentricum/erinacei, Trichophyton bulbosum /benhamiae (afr.), Trichophyton benhamiae (afr.), Trichophyton benhamiae (weiß/afr.), Trichophyton benhamiae (gelb), Trichophyton erinacei, Trichophyton verrucosum/ eriotrephon, Trichophyton rubrum, Trichophyton violaceum, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis/audouinii, Microsporum canis, Microsporum audouinii, Microsporum ferrugineum, Nannizzia fulva, Nannizzia gypsea, Nannizzia incurvata, Nannizzia persicolor, Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida guilliermondii, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Scopulariopsis brevicaulis	Hautschuppen, Haare, Nagel- oder Kulturmaterial	PCR, Fluoreszenzmarkierte Hybrdisierung, Detektion mittels Array Technologie und immobilisierten Sonden	MB-DERMP-PCR-087/E	x		7 Tage

Chlamydia trachomatis-DNA	Urin, Abstriche: Cervix, Urethra, Augen,	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-CHL-GO-PCR-076/F	x		1 Tag
Clostridioides difficile einschließlich Toxin B	Stuhl	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-CDIPCR-074/I	x		1 Tag
Multiplex-PCR: E.histolytica, Giardia-lambliia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp, Blastocystis hominis	Stuhl	Multiplex Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Parasiten-075/E	x		1 Tag
Multiplex-PCR: E.histolytica, Giardia-lambliia, Cryptosporidium spp,	Stuhl	Multiplex Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	SOP-MB-118/A	x		1 Tag
Chlamydia pneumoniae-DNA, Mycoplasma pneumoniae-DNA, Bordetella paraptussis	Respiratorische Proben (nasopharyngeale Aspire, Nasenabstriche, Nasenspülung, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit)	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Respiratorische Multiplex-077/D	x		1 Tag
Bordetella pertussis-DNA IS481, Bordetella paraptussis-DNA IS1001	Nasopharyngealabstrich, Rachenabstrich	PCR, Helicase-abhängige Amplifizierung (HDA)	Respi-Solana-082/F	x		1 Tag
MRSA-DNA-(Screening);mecA/mecC, SCCmec	Abstriche von Nasen, Rachen, Haut und Wunde, Flüssigkultur	PCR, anschließende Hybridisierung der Biotin-markierten, einzelsträngigen Amplifikate an membrangebundene Sonden	MB-MRSA-FluoroType-036/P	x		1 Tag
EHEC-DNA (Shiga-Toxin-Gen stx 1 und stx 2, Intimin Gen eae, sowie ipaH-Gen)	Kulturmaterial, Flüssigkultur	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-EHEC-PCR-024/T	x		1 Tag
EHEC-DNA (Shiga-Toxin-Gen stx 1 und stx 2, Intimin Gen eae, sowie ipaH-Gen)	Stuhl	Multiplex Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	SOP-MB-119/A	x		1 Tag
Helicobacter pylori DNA, gyrA-Gen (Codon 87 und 91) und 23S-RNA-Gen (Positionen 2146 und 2147, Genbank NC_000915)	Gewebe, Bakterienkulturen	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-HPYPCR-038/M	x		7 Tage
M. tuberculosis-DNA Komplex (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis subsp. bovis, M. bovis subsp. caprae, M. bovis BCG, M. microti, M. canettii und M. pinnipedii)	Sputum, Bronchialsekret, -Bronchiallavage	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-TBCPCR-012/L	x		2 Tage
Differenzierung Mykobakterien- Stämme (MTB und NTM)-DNA	Flüssig-, Festkultur	PCR,Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-MBDNA-MBDNA2-009/U, TBCDNA-021/Q	x		2 Tage
MRSA-DNA-Kulturbestätigung; mecA, mecC, Pantho-Valentine- Leukozidin (PVL)	Kultur	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-MRSA-020/V	x		1 Tag
Neisseria gonorrhoeae	Urin, Abstriche: Cervix, Urethra, Augen,	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-CHL-GO-PCR-076/F	x		1 Tag
paradontopathogene Markerkeime-DNA Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Parvimonas micra, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum, Eikenella corrodens, Capnocytophaga spp.	Sulkusflüssigkeit	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-PARPCR-013/R und PAROPLUS-060/H	x		7 Tage
Ureaplasma urealyticum	trockene Abstrichupfer, Urin	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden und Schmelzkurvenanalyse	MB-Ureaplasma-PCR-097/B	x		1 Tag
Ureaplasma parvum	trockene Abstrichupfer, Urin	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden und Schmelzkurvenanalyse	MB-Ureaplasma-PCR-097/B	x		1 Tag
Trichomonas vaginalis (TV) und Mycoplasma genitalium (MG)	Urin, Abstriche (vaginale, endozervikale, Meatusabstriche), zervikale Proben in PreservCyt® Lösung	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-TV-MG-085/C	x		1 Tag
Bestimmung von Vancomycin-Resistenz von Enterokokken	Koloniematerial(CHROMID®VRE)	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	VREPCR-111/A	x		

Prüfgebiet: Virologie
Chromatographie (Immunchromatographie (IC)) ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Dengue-Virus-NS1-Antigen (Serotypen 1,2,3 und 4)	Serum, EDTA-, Citrat-, Heparin-Plasma	Immunchromatographie-Assay	IN-Dengue-316/A	x		1 Tag

Untersuchungsart:

Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Adenoviren-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-STAD-157/K	x		
anti-HAV-IgG und -IgM Antikörper	Serum	ECLIA	KL-HAV-143/L	x		1 Tag
anti-HAV-IgM Antikörper	Serum	ECLIA	KI-HAVM-142/K	x		1 Tag
anti-HAV-IgM Antikörper	Serum	CLIA	IN-HAV-M-329/A	x		1 Tag
anti-HBc-IgG/IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	KI-CAK-146/M	x		1 Tag
anti-HBc-IgM-Antikörper	Serum	ECLIA	KI-CAKM-147/L	x		1 Tag
anti-HBe-Antikörper	Serum	ECLIA	KI-EAK-144/M	x		1 Tag
anti-HBs-Antikörper und Titerbestimmung	Serum	ECLIA	KL-SAK-SAKT-140/L	x		1 Tag
anti-HCV-Antikörper	Serum	ECLIA	KL-HCV-141/S	x		1 Tag
anti-HCV-Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-HCVD-138/T	x		1 Tag
anti-HEV-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-HEVG-HEVM-310/D	x		1 Tag
Cytomegalie-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-CYTG-192/S, IN-CYTM-193/R	x		1 Tag
Cytomegalie-IgG-Avidität	Serum	CLIA	IN-CMVAV-312/C	x		2 Tage
Cytomegalie-Virus-IgG-Antikörper einschließlich Avidität	Serum	Immunoblot	IN-CMV-Blot und Avidität-249/I	x		2 Tage
Cytomegalie-Virus-IgM- Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-CMV-Blot und Avidität-249/I	x		1 Tag
Dengue-Virus NS-1 Antigen Serotypen (1,2,3,4)	Serum, Vollblut, Plasma	immunchromatographisch	IN-Dengue-316/C	x		1 Tag
Enteroviren-IgA-, IgG- und IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-ENTERO-230/M	x		1 Tag
Epstein-Barr-Virus-Capsid Antigen-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-VCAG-185/O, VCAM-083/T	x		1 Tag
Epstein-Barr-Virus-EBNA-IgG- Antikörper	Serum	CLIA	IN-EBNA-080/P	x		1 Tag
Epstein-Barr-Virus-IgA- Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-EBV-Blot und Avidität-250/U	x		1 Tag
Epstein-Barr-Virus-IgG-Antikörper einschließlich Avidität	Serum	Immunoblot	IN-EBV-Blot und Avidität-250/U	x		1 Tag
HBe-Antigen	Serum	ECLIA	KL-EAG-145/N	x		1 Tag
HBs-Antigen	Serum, EDTA-, -Citrat- Heparin-Plasma	CLIA	IN-SAGMU_SAGL-T	x		1 Tag
HBs-Antigen	Serum, EDTA-, -Citrat- Heparin-Plasma	ECLIA	KL-SAG-138/V	x		1 Tag
HBs-Antigen-Bestätigungstest	Serum	ECLIA	IN-HBSAGAC-330/A	x		1 Tag
HBs-Antigen quantitativ	Serum, EDTA-, -Citrat- Heparin-Plasma	ECLIA	KL-SAGII-QUANT-139/E	x		1 Tag
Herpes simplex Typ I- und II- IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum-/Liquoranalysen	Serum, Liquor	ELISA	IN-HSVG-HSVM-081/P	x		1 Tag
Herpes simplex Typ I- und II- IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-HSVG-HSVM-081/P	x		1 Tag
HIV 1 p24- Antigen und HIV-1/2 Antikörper	Serum	CLIA	IN-HIV-V-258/R	x		1 Tag
HIV 1 und/oder 2- und p24- Antigen	Serum	ECLIA	IN-HIVDUO-267/S KI-HIV-DUO-150/S	x		1 Tag
HIV Typ- 1+2 Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-HIVB-251/N	x		1 Tag
Masern IgG und IgM	Serum	CLIA	IN-MASG-284/H, IN-MASM-289/H	x		1 Tag
Masern-IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum-/Liquoranalysen	Serum, Liquor	ELISA	IN-MASGS_MASEGL_MASM_-095/P	x		1 Tag
Mumps IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-MUMG-283/G	x		1 Tag
Mumps-IgG-Antikörper einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum-/Liquoranalysen	Serum, Liquor	ELISA	IN-MUMGS-MUMGL-MUMM-085/P	x		1 Tag
Mumps-IgM-Antikörper	Serum	ELISA	IN-MUMGS-MUMGL-MUMM-085/P	x		1 Tag
Parvovirus-B19-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-PARVG-PARVM-273/K	x		1 Tag
Parvovirus-B19-IgG--Antikörper	Serum	Immunoblot	IN-PARVOGB--075/T	x		1 Tag
Rötaviren-Antigen	Stuhl	Enzymimmunoassay	IN-STRO-156/H	x		
Röteln-IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum-/Liquoranalysen	Serum, Liquor	ELISA	IN-ROEG-Liquor_Serum_ROEAV-240/L	x		1 Tag
Röteln-IgG- und IgM-Antikörper	Serum	CLIA	IN-ROEG-253/S, IN-ROEM-255/T	x		1 Tag
Röteln-IgG-Blot	Serum	Immoblot	IN-ROEBL-291/E	x		
RSV-Antigen (Respiratory Syncytial-Virus Antigen)	Sputum, Abstrichmaterial, Bronchiallavage	IC	ba-pv-351/E-RSVAG	x		1 Tag
SARS-CoV-2-TrimericS-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-CORGT-327/E	x		1 Tag
SARS-CoV-2-Antikörper	Serum	ECLIA	IN-CORGNP-329/B	x		1 Tag
Varizellen-IgA- und IgM-Antikörper	Serum, Liquor	ELISA	IN-VARGSL-VARA-VARM-087/Q	x		1 Tag
Varizellen-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	IN-VARGSL-VARA-VARM-087/Q	x		
Varizellen-IgG-Antikörper	Serum	CLIA	IN-VARG-Liaison-275/K	x		1 Tag
Varizellen-IgG-Antikörper, einschließlich Berechnung des Antikörperindex und Interpretation bei Serum-/Liquoranalysen	Serum, Liquor	ELISA	IN-VARGSL-VARA-VARM-087/Q	x		1 Tag

West-Nil-Virus-IgG-Antikörper	Serum	ELISA	RI-WESTNIG-098/C	x		1 Tag
West-Nil-Virus-IgM-Antikörper	Serum	ELISA	RI-WESTNIM-098/C	x		1 Tag

Untersuchungsart:
Molekularbiologische Untersuchungen
(Amplifikationsverfahren) ^[Flex 8]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE-Verfahren	In Haus-Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Adenovirus (AdV-DNA),	Respiratorische Proben (nasopharyngeale Aspirate, Nasenabstriche, Nasenspülung, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit)	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Respiratorische Multiplex-077/D	x		1 Tag
Cytomegalievirus-DNA	EDTA-Plasma, Liquor, Urin	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-CMVPCR-049/N	x		2 Tage
BK-Virus-DNA	EDTA-Plasma, Urin	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	BK-Virus-072/E	x		
Epstein-Barr-Virus-DNA	EDTA-Plasma, Liquor,	Realtime-PCR, fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden	MB-EBVPCR-039/L	x		2 Tage
Hepatitis C-Virus-Genotyp	EDTA-Plasma	PCR, Hybridisierung (fest-flüssig)	MB-HCVGEN-018/N	x		
Herpes simplex virus I+II-DNA	Liquor, trockene Tupfer aus Effloreszenzen	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-HSVPCR-033/P	x		2 Tage
HPV-high-risk-DNA (Zum Nachweis von 14 hochrisiko humane Papillomviren-Genotypen (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 und 68))	Zervikale Proben in Roche Cell Collection Medium, PreservCyt® Lösung, GynoPrep	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HPVPCR-104/B	x		2 Tage
HPV-Typisierung (DNA) HPV 6,11, 16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66,68, 70, 72, 73, 81, 82, 89 (CP6108)	Abstriche: Cervix, Läsionen im Genitalbereich in Roche Cell Collection Medium oder ThinPrep	Multiplex Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-HPVTYP-088/C	x		2 Tage
humanes Bocavirus (hBoV)-DNA	Respiratorische Proben (nasopharyngeale Aspirate, Nasenabstriche, Nasenspülung, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit)	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Respiratorische Multiplex-077/D	x		1 Tag
respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)	Nasopharyngealabstrich, Rachenabstrich	PCR, Helicase-abhängige Amplifizierung (HDA)	Respi-Solana-082/F	x		1 Tag
Influenza A und B, Respiratorisches Synzytialvirus (RSV)-RNA	Nasopharyngealabstrich	Real-Time-PCR und Magnet-Bead-Technologie	MB-Influenza+RSV_cobas_Liat_084/C	x		1 Tag
Influenza A und B, H1/N1	Nasen-, Rachenabstriche	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-Influenza-061/K	x		1 Tag
Stoolpanel Adenoviren (40/41), Astroviren, Noroviren, Rotaviren	Stuhlproben	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	SOP-MB-113/A	x		1 Tag
Noroviren (Genotyp 1 und 2)- RNA	Stuhlproben	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-NOROVIREN-040/O	x		1 Tag
Stoolpanel Adenoviren (40/41), Astrviren, Noroviren, Rotaviren	Stuhlproben	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-NOROVIREN-Stoolpanel_040/N	x		1 Tag
Parvovirus B19-DNA	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-PARVOB19-035/L	x		4 Tage
Varizella-Zoster-Virus-DNA	Liquor, trockene Tupfer	Realtime-PCR, fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden	MB-VZVPCR-041/L	x		2 Tage
HIV1-RNA quantitativ	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HIVSEN-069/G	x		2 Tage
Hepatitis B-Virus-DNA	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HBVPCR-070/G	x		2 Tage
Hepatitis C-Virus-RNA	EDTA-Plasma	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-HCVQUA-068/H	x		2 Tage
respiratorische Adenoviren, Bocaviren, Influenza A und B-Viren, respiratorisches Synzytial-Virus (RSV), Humanes Metapneumovirus (hMPV)	Respiratorische Proben (nasopharyngeale Aspirate, Nasenabstriche, Nasenspülung, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit)	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	Respiratorische Multiplex-077/D	x		1 Tag
Influenza A+B	Nasopharyngealabstrich, Rachenabstrich	PCR, Helicase-abhängige Amplifizierung (HDA)	Respi-Solana-082/F	x		1 Tag
Influenza A+B, humanes respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)	Nasal- und-Nasopharyngeal-Abstriche ohne Transportmedium bzw. Proben die in in folgenden Medien aufgenommen wurden: Copan UTM-RT-System, BD™ UVT-System, 0,9%iger physiologischer Kochsalzlösung	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-Influenza_RSV_Roche_6800_103/B	x		1 Tag
Monkeypox Virus (Nachweis eines 106bp Fragments vom J2L/J2R Gen)	Abstrich von Hautläsionen	Realtime-PCR	Monkeypox-101/B		x	4 Tage
SARS CoV-2-RNA	Nasal-, Nasopharyngeal-Oropharyngealabstriche, trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-CORPCR-089/D	x		1 Tag
SARS CoV-2-RNA	Nasal-, Nasopharyngeal-Oropharyngealabstriche, trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-CORPCR-090/D	x		1 Tag

SARS-CoV-2-RNA	Nasal-, Nasopharyngeal- Oropharyngealabstriche, trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium, Bronchoalveoläre Lavage	Realtime-PCR, Detektion mittels fluoreszenzmarkierter Sonden	MB-CORPCR-CORAPP MDX- 092/D	x		1 Tag
SARS-CoV-2-RNA	Nasal- und Nasopharyngealabstrichproben in UTM-RT® oder 0,9%ige Kochsalzlösung	Real-Time-PCR und Magnet- Bead-Technologie	MB-SARS-CoV2-Cobas-Liat- 099/B	x		1 Tag
SARS-CoV-2-RNA/ Influenza A/B	Nasal- und-Nasopharyngeal- Abstriche ohne Transportmedium bzw. Proben die in in folgenden Medien aufgenommen wurden: Copan UTM-RT-System, BD™ UVT- System, cobas® PCR Media, 0,9%iger physiologischer Kochsalzlösung	Realtime-PCR, Detektion mittels TaqMan-Sonden	MB-COREPCR_Roche_6800- 102_B	x		1 Tag

Prüfgebiet: Transfusionsmedizin
Untersuchungsart:
Agglutinationsteste ^[Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	CE- Verfahren	In Haus- Verfahren	Bearbeitungsdauer ab Ansatztag
Antikörperdifferenzierung	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-AKSD-Identifikation-009/V	x		1 Tag
Antikörpersuchtest	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-IH-1000-028	x		1 Tag
Antikörpertiter	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-AKST-007/N	x		1 Tag
Blutgruppe	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut , Nabelschnurblut	Direkte Agglutination	BG-IH-1000-011/31, BG-BLUT- RH-RHF-010/Y	x		1 Tag
Coombstest, direkt	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-COOMBS-013/R	x		1 Tag
Coombstest, indirekt	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-COOMBS-013/R	x		1 Tag
Coombstest C3d Spezifität	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-COOMBS-013/R	x		1 Tag
Coombstest IgG Spezifität	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut	Direkte Agglutination	BG-COOMBS-013/R	x		1 Tag
Rh-Faktor	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut , Nabelschnurblut	Direkte Agglutination	BG-IH-1000-011/31, BG-BLUT- RH-RHF-010/Y	x		1 Tag
Rh-System	Vollblut , EDTA-Blut, Citrat-Blut , Nabelschnurblut	Direkte Agglutination	BG-IH-1000-011/31, BG-BLUT- RH-RHF-010/Y	x		1 Tag