

## Gerinnungsdiagnostik: Geräte-, Reagenzien und ggf. Referenzbereichsänderung

Ab dem 31. Juli 2023 werden die Spezialgerinnungsparameter Protein S Aktivität und Protein S frei auf die Geräte und Reagenzien der Fa. Werfen umgestellt. Im Zuge dessen haben sich die Referenzbereiche geändert.

Die Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Änderungen:

Spezialgerinnungsdiagnostik		
Parameter	Alter Referenzbereich	Neuer Referenzbereich
Protein S Aktivität	w: 55-123 % m: 77-143%	63,5-149 %
Protein S frei	w: 60-115 % m: 68-138 %	w: 54,7-123,7 % m: 74,1-146,1%

Die Verifikation der Gerinnungsparameter bestätigte die Vergleichbarkeit der Tests. In der Übergangszeit finden Sie an den jeweiligen Parametern einen Hinweis auf die Referenzbereichsänderung.

Die Präanalytik in der Gerinnungsdiagnostik ist von dieser Umstellung nicht betroffen. Für fachliche Rückfragen steht Ihnen unser Ärzt:Innen-Team gerne zur Verfügung.